


# Hygiène du Travail Environnement Catalogue





## Sommaire

## Contenu

|   |    |
|---|----|
| Sommaire .....  | 3  |
| Badges .....  | 4  |
| CIP 10 .....  | 9  |
| CIP 10-M .....  | 11 |
| Pompes .....  | 13 |
| Débitmètres .....                                     | 24 |
| Prestations du service SAV de TECORA.....             | 27 |
| Filtres & accessoires.....                            | 28 |
| Tête de prélèvement pour l'amiante : C.A.Th.I.A. .... | 37 |
| Tubes de prélèvement & accessoires .....              | 38 |
| Sacs de prélèvement.....                              | 45 |
| Barboteurs et impingers .....                         | 48 |
| Détecteur de poussières en mg/m3 .....                | 49 |
| Détecteur de gaz .....                                | 50 |
| Mesures physiques .....                               | 52 |
| Analyseur de la qualité de l'air intérieure.....      | 54 |

## Badges

### Badge de prélèvement passif pour formaldéhyde



#### Principe

L'UMEX 100 comporte un corps en polypropylène qui protège une bande imprégnée de 2,4-DNPH (qui réagit avec l'aldéhyde).

Le badge est fourni dans un sachet aluminé stérile qui peut être réutilisable après échantillonnage. Pour garantir l'absence de toute contamination, chaque échantillonneur comporte une section « blanc » en plus de la section active de prélèvement. L'UMEX 100 comprend une pince pour la fixation au col de l'opérateur ou dans un emplacement représentatif d'un espace intérieur.

#### Avantages

- Précis et fiable pour piéger le formaldéhyde (et autres aldéhydes).
- Méthode d'analyse extrêmement sensible et spécifique pour la plupart des aldéhydes.
- Grande dynamique de concentration de 5 ppb à 5 ppm.
- Débit d'échantillonnage élevé de 28,6 ml/min pour une sensibilité plus élevée.
- Idéal pour les prélèvements de 15 minutes à 8 h en hygiène industrielle comme pour la vérification de la qualité de l'air intérieur.
- Conforme aux normes AFNOR NF ISO 16000 - 4 pour la qualité de l'air intérieur et la NF X 43-264 pour la qualité des lieux de travail.

#### Conditionnement

- Capacité : 29 µg/échantillon.
- Stockage : conserver au froid avant utilisation.
- Après utilisation : à conserver au froid et à analyser dans un délai de 3 semaines.
- Conditions d'utilisation : stabilité du débit entre 10 et 30°C, entre 10 et 80% d'humidité relative, entre 0.05 à 1.0 m/s ; bonne corrélation à 0.02 m/s.
- Dimensions : 8.6 x 2.8 X 89 cm - Poids : 10.9 grammes.

| Description                   | Lot | Référence   |
|-------------------------------|-----|-------------|
| Badge UMEX pour formaldéhydes | 10  | SKC 500 100 |

## Badge de prélèvement passif pour le mercure



### Principe

Ce badge a été largement testé sur le terrain et a été validé par de nombreux organismes comme l'OSHA.

Il est composé d'un support où viennent se loger les capsules de charbon actif Anasorb® C300 spécifique pour le prélèvement de mercure organique et inorganique. Il comprend une pince pour sa fixation au col de l'opérateur ou dans un emplacement représentatif d'un espace intérieur.

### Avantages

- Grande capacité de collecte.
- Validation basée sur la méthode OSHA ID 140.
- Faible coût de mesure par échantillonnage.
- Rechargeable : capsules amovibles éliminant les contaminations et capsules réutilisables.
- Utilisation facile.
- Débit d'échantillonnage : 20 mL/min
- Limite de détection : 0,01 µg.
- Limite de quantification : 0,04 µg.
- Réponse positive pour le mercure inorganique.
- Pas d'humidité et de chlore interférent.
- Méthode d'analyse simple.

### Conditionnement

- Capacité : 29 µg/échantillon.
- Conditions d'utilisation : le coefficient de diffusion est sensible aux fortes et faibles températures et il est inversement proportionnel à la pression, le vent n'a pas d'effet sur le prélèvement entre 0,01 à 0,04 m/s.
- Poids : 15 grammes.

| Description                 | Quantité | Référence    |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Badge : support de capsules | 1        | SKC 520 03   |
| Capsules d'Anasorb® C300    | 10       | SKC 520 02 A |

## G.A.B.I.E.

### Badge de prélèvement pour polluants organiques



Le badge G.A.B.I.E. (Gaz Adsorbant Badges for Individual Exposure) a été développé par l'I.N.R.S.\*, en vue de déterminer les Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP). Ce badge individuel de prélèvement passif permet l'échantillonnage simultané d'une multitude de gaz et vapeurs organiques.

#### Principe

En accord avec la norme européenne EN 838 :1995, G.A.B.I.E. est un échantillonneur de type B. Les composés organiques volatils présents dans l'atmosphère sont captés par diffusion à des débits spécifiques propres aux substances et à la géométrie du badge. Ils sont ensuite absorbés sur du charbon actif situé dans le fond du badge. L'échantillonnage commence dès que le badge est sorti de sa boîte et fixé dans la zone respiratoire du salarié. En fin de prélèvement, l'utilisateur le remet dans sa boîte et l'expédie immédiatement au laboratoire. Ce dernier effectue une désorption chimique puis analyse la solution.

#### Domaine d'utilisation

Le badge G.A.B.I.E. est adapté au prélèvement de longue durée de la majorité des polluants organiques. La fiabilité d'un badge réside dans la qualité de l'évaluation du débit d'échantillonnage des polluants. Le badge GABIE a fait l'objet de nombreux tests selon un protocole rigoureux répondant aux critères de la norme européenne NF EN 838 pour garantir ses performances. Ce protocole permet entre autre de vérifier la cohérence des débits d'échantillonnage dans des plages de variations données de la vitesse d'air, de la température, de l'humidité relative et de la concentration du ou des polluants.

#### Avantages

- Idéal pour des contrôles occasionnels ou pour des campagnes sur de nombreux salariés simultanément.
- Compact et léger, il n'entrave pas l'activité normale du salarié au poste de travail.
- Ergonomique, il assure un échantillonnage des plus représentatifs de l'exposition individuelle.
- Facile d'emploi, il peut être mis en œuvre rapidement et évite l'installation de matériel sophistiqué et encombrant nécessitant du personnel spécialisé.
- Utilisable sur tout site, il ne nécessite aucun agrément de sécurité intrinsèque et peut être utilisé indifféremment à tous les postes de travail.
- Economique, le badge permet de s'affranchir des problèmes liés à l'acquisition, à la gestion, la maintenance et à l'étalonnage des pompes de prélèvement.
- Compatible pour l'échantillonnage des polluants organiques collectables sur charbon actif.
- Validé par l'INRS (ND2265-206-07) pour le prélèvement sur plusieurs jours de faible teneur de COV.

#### Conditionnement

Chaque kit comporte :

- Une languette de scellement qui atteste de l'intégrité du contenu.
- 10 boîtes rondes transparentes contenant chacune un badge GABIE.
- Chaque boîte ronde dispose d'un numéro de série identique à celui du badge qu'elle contient.
- 10 pinces de fixation à utiliser en cas de port sur des vêtements synthétiques.
- 1 manuel d'utilisation.
- 10 fiches d'identification pour badge destinées au laboratoire et à joindre avec les badges exposés.

**Description**  
Badge G.A.B.I.E.

**Lot**  
10

**Référence**  
ARC20001UP+

\* INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité



## Liste par ordre alphabétique des substances chimiques compatibles avec le badge G.A.B.I.E.

| NUMÉRO CAS* | SUBSTANCES                                    | NIVEAU ÉVALUATION (a) | DÉBIT ÉCHANT. (cm <sup>3</sup> /min) (Ves) | REMARQUES   |
|-------------|---|-----------------------|--|-------------|
| 0 0 0       | 2-Chlorochlorure de benzyle                   | C                     | 30,3                                       |             |
| 56-23-5     | Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone) | C                     | 36,6                                       |             |
| 58-89-9     | γ-HCH (lindane, benzène hexachlorure)         | C                     | 25,0                                       |             |
| 60-29-7     | Oxyde de diéthyle (Ether diéthylique)         | C                     | 40,1                                       |             |
| 64-17-5     | Alcool éthylique                              | C                     | 54,8                                       |             |
| 67-64-1     | Acétone                                       | A                     | 47,0                                       | (b)         |
| 67-66-3     | Chloroforme                                   | B                     | 40,6                                       | (c)         |
| 67-72-1     | Hexachloroéthane                              | C                     | 29,2                                       |             |
| 71-43-2     | Benzène                                       | A                     | 43,9                                       | (c) (b) (e) |
| 71-55-6     | Trichloro-1,1,1-éthane                        | B                     | 34,4                                       | (c)         |
| 74-83-9     | Bromométhane (Bromure de méthyle)             | C                     | 50,1                                       |             |
| 74-87-3     | Chlorométhane                                 | C                     | 57,7                                       |             |
| 74-88-4     | Iodométhane                                   | C                     | 44,8                                       |             |
| 74-95-3     | Dibromométhane                                | C                     | 40,3                                       |             |
| 74-96-4     | Bromoéthane                                   | C                     | 43,2                                       |             |
| 74-97-5     | Bromochlorométhane                            | C                     | 42,8                                       |             |
| 75-00-3     | Chloroéthane (Chlorure d'éthyle)              | C                     | 47,7                                       |             |
| 75-01-4     | Chlorure de vinyle (Chloroéthylène)           | C                     | 49,1                                       |             |
| 75-05-8     | Acétonitrile                                  | C                     | 58,7                                       |             |
| 75-09-2     | Dichlorométhane (Chlorure de Méthylène)       | B                     | 42,4                                       | (c) (e)     |
| 75-15-0     | Sulfure de carbone                            | C                     | 50,5                                       |             |
| 75-25-2     | Bromoforme (Tribromométhane)                  | C                     | 35,0                                       |             |
| 75-25-2     | Tribromométhane                               | C                     | 35,0                                       |             |
| 75-29-6     | Chloro-2-propane (Chlorure d'isopropyle)      | C                     | 41,4                                       |             |
| 75-34-3     | 1,1-Dichloroéthane                            | C                     | 40,9                                       |             |
| 75-35-4     | 1,1-Dichloroéthylène                          | C                     | 41,8                                       |             |
| 75-43-4     | Dichlorodifluorométhane (F21)                 | C                     | 45,1                                       |             |
| 75-45-6     | Chlorodifluorométhane (F22)                   | C                     | 50,6                                       |             |
| 75-56-9     | Oxyde de propylène (Epoxy-1,2-propane)        | C                     | 54,1                                       |             |
| 75-61-6     | Dibromodifluorométhane                        | C                     | 39,7                                       |             |
| 75-68-3     | 1-Chloro-1,1-difluoroéthane (F142b)           | C                     | 43,6                                       |             |
| 75-69-4     | Trichlorodifluorométhane (F11)                | C                     | 40,4                                       |             |
| 75-71-8     | Dichlorodifluorométhane                       | C                     | 44,6                                       |             |
| 75-72-9     | Chlorotrifluorométhane                        | C                     | 50,0                                       |             |
| 76-11-9     | 1,1,1,2-Tétrachlorodifluoroéthane (F112a)     | C                     | 32,7                                       |             |
| 76-12-0     | 1,1,2,2-Tétrachlorodifluoroéthane             | C                     | 32,6                                       |             |
| 76-13-1     | 1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane (F 113)        | C                     | 34,9                                       |             |
| 76-15-3     | Chloropentafluoroéthane                       | C                     | 40,7                                       |             |
| 77-73-6     | Dicyclopentadiène                             | C                     | 30,6                                       |             |
| 78-59-1     | Isophorone                                    | C                     | 29,4                                       |             |
| 78-78-4     | Isopentane (Méthyl-2-butane)                  | C                     | 37,8                                       |             |
| 78-87-5     | 1,2-Dichloropropane                           | C                     | 36,7                                       |             |
| 78-93-3     | Méthyléthylcétone (MEK)                       | A                     | 41,8                                       | (c)         |
| 79-00-5     | 1,1,2-Trichloroéthane                         | C                     | 36,6                                       |             |
| 79-01-6     | Trichloroéthylène                             | B                     | 37,7                                       | (c) (e)     |
| 79-20-9     | Acétate de méthyle                            | B                     | 43,4                                       | (c)         |
| 79-24-3     | Nitroéthane                                   | C                     | 47,5                                       |             |

| NUMÉRO CAS* | SUBSTANCES   | NIVEAU ÉVALUATION (a) | DÉBIT ÉCHANT. (cm <sup>3</sup> /min) (Ves) | REMARQUES |
|-------------|--|-----------------------|--|-----------|
| 79-27-6     | 1,1,2,2-Tétrabromoéthane   | C                     | 29,0                                       |           |
| 79-27-6     | Tétrabromométhane  | C                     | 31,5                                       |           |
| 79-34-5     | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane  | C                     | 33,5                                       |           |
| 80-56-8     | α-Pinène   | C                     | 29,8                                       |           |
| 80-62-6     | Méthacrylate de méthyle  | C                     | 35,9                                       |           |
| 87-68-3     | Hexachlorobutadiène  | C                     | 26,6                                       |           |
| 92-52-4     | Biphényle  | C                     | 27,9                                       |           |
| 95-47-6     | o-Xylène   | A                     | 33,8                                       | (b)       |
| 95-49-8     | o-Chlorotoluène  | C                     | 32,7                                       |           |
| 95-50-1     | 1,2-Dichlorobenzène  | C                     | 30,6                                       |           |
| 95-63-6     | 1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène)                                      | C                     | 30,6                                       |           |
| 96-18-4     | 1,2,3-Trichloropropane   | C                     | 33,5                                       |           |
| 96-22-0     | Diéthylcétone  | C                     | 36,7                                       |           |
| 96-33-3     | Acrylate de méthyle  | C                     | 39,8                                       |           |
| 96-48-0     | γ-Butyrolactone  | C                     | 44,1                                       |           |
| 97-63-2     | Méthacrylate d'éthyle  | C                     | 32,9                                       |           |
| 98-01-1     | Aldéhyde furfurylique  | C                     | 37,2                                       |           |
| 98-07-7     | Trichlorotoluène   | C                     | 28,5                                       |           |
| 98-51-1     | p-Tertiobutyltoluène   | B                     | 26,7                                       | (c)       |
| 98-82-8     | Isopropylbenzène (Cumène)  | C                     | 30,6                                       |           |
| 98-95-3     | Nitrobenzène   | C                     | 35,7                                       |           |
| 100-41-4    | Ethylbenzène   | B                     | 33,9                                       | (c) (e)   |
| 100-42-5    | Styrène  | B                     | 37,1                                       | (c) (e)   |
| 100-44-7    | α-Chlorotoluène  | C                     | 32,7                                       |           |
| 101-84-8    | Oxyde de biphényle (Ether diphenylique)                                    | C                     | 27,4                                       |           |
| 103-65-1    | Propylbenzène  | C                     | 30,6                                       |           |
| 105-46-4    | Acétate de sec-butyle  | C                     | 32,4                                       |           |
| 106-35-4    | 3-Heptanone (Ethylbutylcétone)   | C                     | 31,0                                       |           |
| 106-42-3    | p-Xylène   | C                     | 33,9                                       | (b) (e)   |
| 106-46-7    | 1,4-Dichlorobenzène  | C                     | 30,6                                       |           |
| 106-89-8    | Epichlorohydrine   | C                     | 40,3                                       |           |
| 106-92-3    | Oxyde d'allyle et de glycidyle   | C                     | 35,3                                       |           |
| 106-93-4    | 1,2-Dibromoéthane  | C                     | 36,0                                       |           |
| 107-05-1    | 3-Chloropropène (Chlorure d'allyle)  | C                     | 42,4                                       |           |
| 107-06-2    | 1,2-Dichloroéthane   | C                     | 40,9                                       |           |
| 107-06-2    | Oxyde de 2,2-dichlorodiéthyle  | C                     | 32,6                                       |           |
| 107-07-3    | 2-Chloroéthanol  | C                     | 44,7                                       |           |
| 107-21-1    | Éthylèneglycol (vapeur)  | C                     | 50,1                                       |           |
| 107-31-3    | Formiate de méthyle  | C                     | 51,8                                       |           |
| 107-83-5    | 2-Méthylpentane  | C                     | 34,3                                       |           |
| 107-87-9    | Méthyl-n-propylcétone  | C                     | 36,7                                       |           |
| 107-98-2    | 3-(3-Méthoxy)propoxy-1-propanol (Ether monométhylque du dipropylèneglycol) | C                     | 29,0                                       |           |
| 107-98-2    | 1-Méthoxy-2-propanol   | C                     | 38,2                                       |           |
| 108-05-4    | Acétate de vinyle  | C                     | 39,8                                       |           |
| 108-10-1    | Méthylisobutylcétone   | A                     | 34,0                                       | (c) (e)   |
| 108-20-3    | Oxyde de diisopropyle (Ether diisopropylique)                              | C                     | 33,0                                       |           |
| 108-21-4    | Acétate d'isopropyle   | B                     | 34,2                                       | (c)       |

| NUMÉRO CAS* | SUBSTANCES  | NIVEAU ÉVALUATION (a) | DÉBIT ÉCHANT. (cm <sup>3</sup> /min) (Ves) | REMARQUES |
|-------------|---|-----------------------|--|-----------|
| 108-38-3    | m-Xylène  | C                     | 33,9                                       | (b) (e)   |
| 108-65-6    | Acétate de 1-méthoxy-2-propanol                                     | C                     | 31,5                                       |           |
| 108-67-8    | 1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène)                                 | C                     | 30,6                                       |           |
| 108-83-8    | Diisobutylcétone  | B                     | 26,1                                       | (c)       |
| 108-84-9    | Acétate de sec-hexyle   | C                     | 28,3                                       |           |
| 108-87-2    | Méthylcyclohexane   | C                     | 34,2                                       |           |
| 108-88-3    | Toluène   | B                     | 36,6                                       | (c) (e)   |
| 108-90-7    | Chlorobenzène   | C                     | 35,6                                       |           |
| 109-59-1    | 2-Isopropoxyéthanol (Propylglycol)                                  | C                     | 34,7                                       |           |
| 109-60-4    | Acétate de n-propyle  | C                     | 35,3                                       |           |
| 109-66-0    | n-Pentane   | C                     | 37,8                                       |           |
| 109-67-1    | 1-Pentène   | C                     | 38,6                                       |           |
| 109-86-4    | 2-Méthoxyéthanol  | C                     | 43,0                                       |           |
| 109-87-5    | Méthylal (Diméthoxyméthane)   | C                     | 43,0                                       |           |
| 109-94-4    | Formiate d'éthyle   | C                     | 44,1                                       |           |
| 109-99-9    | Tétrahydrofurane  | C                     | 45,6                                       |           |
| 110-12-3    | Méthylisoamylcétone (5-Méthyl-2-hexanone)                           | C                     | 31,0                                       |           |
| 110-19-0    | Acétate d'isobutyle   | C                     | 32,4                                       |           |
| 110-43-0    | 2-Heptanone (Méthyl-n-amylcétone)                                   | C                     | 31,0                                       |           |
| 110-49-6    | Acétate de 2-méthoxyéthyle  | C                     | 34,0                                       |           |
| 110-54-3    | n-Hexane  | B                     | 34,1                                       | (c)       |
| 110-80-5    | 2-Ethoxyéthanol (Ethylglycol)                                       | C                     | 38,2                                       | (e)       |
| 110-82-7    | Cyclohexane   | C                     | 37,6                                       |           |
| 110-83-8    | Cyclohexène   | C                     | 38,3                                       |           |
| 110-86-1    | Pyridine  | C                     | 42,4                                       |           |
| 111-15-9    | Acétate de 2-éthoxyéthyle (Ac d'éthylglycol)                        | C                     | 31,5                                       |           |
| 111-65-9    | n-Octane  | C                     | 29,4                                       |           |
| 111-76-2    | 2-Butoxyéthanol (Butylglycol)                                       | C                     | 32,0                                       |           |
| 111-84-2    | n-Nonane  | C                     | 27,6                                       |           |
| 112-07-2    | Acétate de 2-butoxy éthanol (Ac butylglycol)                        | C                     | 27,7                                       |           |
| 118-96-7    | 2,4,6-Trinitrotoluène   | C                     | 28,9                                       |           |
| 119-64-2    | Tétrahydro-1,2,3,4-naphtalène (Tétraline)                           | C                     | 30,6                                       |           |
| 120-82-1    | 1,2,4-Trichlorobenzène  | C                     | 30,3                                       |           |
| 122-60-1    | Oxyde de glycidyle et de phényle (Ether époxy-2,3-propylphénylique) | C                     | 31,2                                       |           |
| 123-19-3    | Dipropylcétone (4-Heptanone)  | C                     | 31,0                                       |           |
| 123-42-2    | Diacétone alcool (Hydroxy-4-méthyl-4-pentanone-2)                   | C                     | 32,4                                       |           |
| 123-86-4    | Acétate de butyle   | B                     | 32,5                                       | (c) (e)   |
| 123-91-1    | 1,4-Dioxane   | C                     | 39,0                                       |           |
| 123-92-2    | Acétate d'isoamyle  | C                     | 30,1                                       |           |
| 124-18-5    | n-Décane  | B                     | 25,9                                       | (c)       |
| 126-98-7    | Méthylacrylonitrile   | C                     | 42,6                                       |           |
| 127-18-4    | Tétrachloréthylène  | B                     | 31,7                                       | (c)       |
| 127-91-3    | β-Pinène  | C                     | 29,8                                       |           |
| 138-86-3    | Limonène  | C                     | 28,3                                       |           |
| 140-11-4    | Acétate de benzyle  | C                     | 29,4                                       |           |
| 140-88-5    | Acrylate d'éthyle   | C                     | 35,9                                       |           |
| 141-32-2    | Acrylate de n-butyle  | C                     | 30,5                                       |           |
| 141-78-6    | Acétate d'éthyle  | B                     | 39,1                                       | (c)       |
| 141-79-7    | Oxyde de mésityle   | C                     | 34,0                                       |           |
| 142-82-5    | n-Heptane   | C                     | 31,6                                       |           |
| 142-96-1    | Ether dibutylque  | C                     | 28,6                                       |           |
| 150-76-5    | 4-Méthoxyphénol   | C                     | 33,5                                       |           |
| 151-67-7    | Halothane   | B                     | 35,3                                       | (c)       |
| 170-39-1    | Diisobutylène   | C                     | 29,8                                       |           |
| 287-92-3    | Cyclopentane  | C                     | 42,2                                       |           |
| 509-14-8    | Tétranitrométhane   | C                     | 37,9                                       |           |
| 526-73-8    | 1,2,3-Triméthylbenzène  | C                     | 30,6                                       |           |

| NUMÉRO CAS* | SUBSTANCES   | NIVEAU ÉVALUATION (a) | DÉBIT ÉCHANT. (cm <sup>3</sup> /min) (Ves) | REMARQUES |
|-------------|--|-----------------------|--|-----------|
| 541-85-5    | 5-Méthyl-3-heptanone   | C                     | 29,0                                       |           |
| 556-52-5    | Glycidol (2,3 epoxy-1-propanol)  | C                     | 44,1                                       |           |
| 563-80-4    | Méthylisopropylcétone (3-Méthyl-2-butanone)                              | C                     | 36,7                                       |           |
| 583-57-3    | 1,2-Diméthyl cyclohexane   | C                     | 29,8                                       |           |
| 591-78-6    | 2-Hexanone (Butylméthylcétone)   | C                     | 33,5                                       |           |
| 592-76-7    | 1-Heptène  | C                     | 32,0                                       |           |
| 593-60-2    | Bromure de vinyle  | C                     | 45,4                                       |           |
| 594-72-9    | 1,1-Dichloro-1-nitroéthane   | C                     | 36,8                                       |           |
| 626-38-0    | Acétate de sec-amyle   | C                     | 30,1                                       |           |
| 628-63-7    | Acétate de n-amyle   | C                     | 30,1                                       |           |
| 637-92-3    | Ether ter-butylméthylique (ETBE)   | C                     | 33,0                                       |           |
| 811-97-2    | 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane  | C                     | 45,9                                       |           |
| 818-61-1    | Acrylate de 2-hydroxyéthyle  | C                     | 34,6                                       |           |
| 994-05-8    | Ether ter-amylméthylique (ETAM)  | C                     | 33,0                                       |           |
| 999-61-1    | Acrylate de 2-hydroxypropyle   | C                     | 31,9                                       |           |
| 1321-74-0   | 1,3-Divinylbenzène   | C                     | 29,3                                       |           |
| 1330-20-7   | m & p-Xylène (mélange)   | A                     | 33,9                                       | (a) (e)   |
| 1569-02-4   | 1-Ethoxy-2-propanol  | C                     | 34,7                                       |           |
| 1634-04-4   | Ether ter-butylméthylique (MBTE)   | C                     | 36,1                                       |           |
| 1717-00-6   | 1,1-Dichloro-1-fluoroéthane (F141b)                                      | C                     | 40,1                                       |           |
| 2039-87-4   | o-Chlorostyrène  | C                     | 30,8                                       |           |
| 2238-07-5   | Oxyde de diglycidyle   | C                     | 37,1                                       |           |
| 2426-08-6   | Oxyde de n-butyle et de glycidyle (Ether butylglycidique)                | C                     | 32,0                                       |           |
| 3173-72-6   | Naphtalène   | C                     | 31,4                                       |           |
| 4016-14-2   | Oxyde de glycidyle et d'isopropyle (Ether époxy-2,3-propylisopropylique) | C                     | 34,8                                       |           |
| 13466-78-9  | 3-Carène   | C                     | 29,8                                       |           |
| 13838-16-9  | Enflurane  | B                     | 33,6                                       | (c)       |
| 25013-15-4  | α-Méthylstyrène (Vinyltoluène)   | C                     | 31,0                                       |           |
| 26675-46-7  | Isoflurane   | B                     | 33,8                                       | (c)       |
| 28523-86-6  | Sévoflurane  | B                     | 31,7                                       | (c)       |
| 57041-67-5  | Desflurane   | B                     | 33,8                                       | (c)       |

A : conforme au niveau 1A de la norme EN 838 ou équivalent.

B : conforme au niveau 1B de la norme EN 838 ou équivalent.

C : valeurs calculées à partir de coefficients de diffusion estimés et de débits d'échantillonnage expérimentaux.

(a) : selon le projet de norme ISO/DIS 16200.

(b) : selon les tests du paragraphe 7.12 : Résistance mécanique.

(c) : sans les tests du paragraphe 7.8 : Effets de la température et de l'humidité de l'air sur les performances de l'échantillonneur.

(d) : avec le test sur l'influence de l'humidité de l'air à température constante.

(e) : essais conformes à l'annexe C de la norme EN 838 : Essais sur le terrain - Comparaison par paires.

Les débits d'échantillonnage sont exprimés aux conditions standard.

\* C.A.S. : Chemical Abstract Service



## CIP 10

### Présentation

Développé par l'INERIS pour répondre aux besoins des mines de charbon, le CIP10 est un appareil autonome destiné aux prélèvements de poussières inhalées par l'homme évoluant à son poste de travail.

Le CIP10 se décline aussi bien pour les prélèvements de poussières comme la Silice et le Bois que pour les prélèvements microbiologiques comme les bactéries, les pollens, les virus, les endotoxines et les moisissures.

### Conformités normatives

Le CIP10 est un appareil qui répond aux exigences des différentes normes en vigueur concernant la qualité de l'air intérieur et la qualité de l'air des lieux de travail.

- Matériel autorisé par arrêté du 11-07-95 pour la détermination des concentrations moyennes en poussières inhalables et en poussières alvéolaires siliceuses dans les industries extractives.

- Fractions collectées conformes aux normes EN 481 et ISO 7708.


- Conforme à la norme AFNOR NF X 43-262, détermination gravimétrique du dépôt alvéolaire de la pollution particulaire. Méthode de la coupelle rotative.

- Possibilité d'analyse des échantillons selon normes AFNOR.

- NF X 43-295 – Détermination gravimétrique du dépôt alvéolaire de silice cristalline. Echantillonnage par dispositif à coupelle rotative.

- XP X 43-243 – Dosage par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier de la silice cristalline. Echantillonnage par dispositif à coupelle tournante ou sur membrane filtrante.

Le CIP10 fait l'objet de citation dans le guide pour l'échantillonnage des fractions d'aérosols inhalables, thoraciques et alvéolaires FD CEN/TR 15230.






## Principe

L'échantillonnage est assuré par la rotation d'une coupelle qui engendre un débit d'aspiration de 10 L/mn similaire au débit respiratoire humain. Ce débit élevé offre une collecte significative permettant une pesée au dixième de mg.


Différentes analyses peuvent ensuite être pratiquées : destructives ou non destructives, pondérales, PCR, colonnes...

## Avantages


- Différents sélecteurs sont disponibles et interchangeables.
- Fraction respirable alvéolaire au débit de 10 L/min.
- Fraction inhalable au débit de 10 L/min.
- Fraction thoracique au débit de 7 L/min.
- Architecture modulaire avec sélecteur de fractions particulières interchangeables.
- Débit élevé de grande stabilité généré par une coupelle rotative.
- Aspiration omnidirectionnelle.
- Mise en marche et arrêt par aimant + témoin LED de fonctionnement.
- Témoin LED de fonctionnement.
- Batterie Ni-Cd rechargeable. Grande autonomie (26 h).



Sélecteur alvéolaire



Sélecteur inhalable



Sélecteur thoracique


## Description

| Description  | Lot | Référence   |
|--|-----|-------------|
| Valisette 1 CIP10 avec 5 têtes pour fraction alvéolaire, chargeur, baudrier, outillage   | 1   | ARC10010/   |
| Valise 5 CIP10 avec 25 têtes pour fraction alvéolaire, chargeurs, baudriers, outillage   | 1   | ARC10050/   |
| Valise 1 CIP10 sans tête ni baudrier   | 1   | ARC10010k/  |
| Tête d'échantillonnage pour fraction inhalable (haute efficacité)*   | 1   | ARC10948_SP |
| Tête d'échantillonnage pour fraction thoracique  | 1   | ARC10928    |
| Tête d'échantillonnage pour fraction alvéolaire  | 1   | ARC10006    |
| Grille anti-fil pour tête thoracique   | 1   | ARC10150    |
| Cassette d'échantillonnage + mousse avec couvercle   | 1   | ARC10007    |
| Mousse impacteur utilisée dans tête alvéolaire   | 100 | ARC10030    |
| Mousse sélecteur utilisée dans tête alvéolaire   | 100 | ARC10031    |
| Mousse rotative  | 100 | ARC10032T   |
| Baudrier CIP10   | 1   | ARC10004SP  |
| <b>Pour la pesée</b>   |     |             |
| Balance 0 à 61g, précision 0.1 mg  | 1   | ARC8526     |
| <b>Pour l'étalonnage</b>   |     |             |
| Enceinte à monter sur tête d'étalonnage du débit   | 1   | ARC10935_SP |
| Tachymètre optique pour la mesure de la coupelle (mesure du débit du CIP10)  | 1   | ARC8527+    |
| Banc de mesurage et réglage du débit avec pertes de charges compensées, incluant:<br>Une pompe, un débitmètre à bille, un manomètre incliné 0-150 Pa,<br>le tout monté sur un manifold (alimentation 0-220V) | 1   | ARC8525+    |

\* Brevet INRS

## CIP 10-M

### CIP10M : Capteur individuel de polluants microbiologiques



#### Présentation

Le CIP10-M\* permet d'effectuer un prélèvement d'air et de piéger des aéro-biocontaminants sur un liquide maintenu dans une coupelle par centrifugation. Le CIP10-M peut être équipé de têtes d'échantillonnages amovibles en vue du prélèvement des différentes fractions conventionnelles (alvéolaire, thoracique et inhalable), en accord avec les normes EN 481 et FD CEN/TR 15 230.

#### Applications

##### Microbiologie :

■ Bactéries (legionella, salmonella, listeria,...), pollens, moisissures, virus, endotoxines.

##### Industrie :

■ Alimentaire, tri, déchet, assainissement, ...

##### Locaux collectifs :

■ Médical, Transport, Loisir et sport, Habitat, Commerce.

#### Principe du prélèvement Hélicoïdal : avantages de l'anneau liquide rotatif

Les bactéries ne subissent ni traumatisme causé par un impact sur une surface dure, ni par une vitesse trop importante du flux d'air, ni déshydratation grâce à la présence d'un milieu de culture (par exemple une solution de lyse).

L'aspiration créée par la coupelle du CIP10 M assure le prélèvement hélicoïdal et permet ainsi de maintenir l'intégrité et la survie des cellules microbiennes.

La coupelle rotative du CIP10-M est soumise à une vitesse de rotation de plusieurs milliers de tours par minute : l'efficacité de collecte est de 100 % des particules de diamètre aérodynamique > 3.5 µm et 50% des particules de diamètre aérodynamique 1.5 µm.

#### Analyse de la solution d'échantillonnage

Cette coupelle permet également une manipulation aisée de l'échantillon : transvaser, diluer et analyser l'échantillon liquide devient un jeu d'enfant.

En fin de prélèvement, le liquide contenu dans la coupelle (2 mL), peut être analysé sur place ou conditionné et récupéré en vue d'une analyse au laboratoire. Différentes méthodes sont validées pour l'analyse des échantillons :

- Mise en culture et comptage des colonies ou identification des souches.
- Qualification des toxines libérées.
- Comptage de cellules bactériennes par épi fluorescence.
- Identification PCR (en temps réel).

#### Avantages du CIP10-M

- Matériau compatible avec de nombreux milieux.
- Sa géométrie interne annulaire peut retenir des liquides très purs (eau distillée apyrogène, solution peptonée,...) comme des substances plus visqueuses (gélose, graisses...).
- Idéal pour les prélèvements dans les locaux accueillant le public (habitats, établissements hospitaliers, lieux collectifs...).
- Mobile, compact, léger et silencieux.
- Maintien idéal par centrifugation malgré des secousses lorsque le CIP10-M est transporté.
- Idéal pour des prélèvements individuels et garantit des résultats représentatifs.
- Grande autonomie : Batterie Ni-Cd > 24 h.
- L'autonomie du milieu de collecte est fonction de sa sensibilité à l'évaporation. Par exemple, avec de l'eau, l'autonomie de collecte est supérieure à 3 heures selon l'humidité relative de l'air.
- Matériaux stérilisables : Tête d'échantillonnage et coupelle en métal autoclavable. Unité électronique à aseptiser.
- Poids : 300 g, dimensions : 175X70X45 mm.

\* Brevet INRS étendu à l'international par TECORA



| Description  | Lot | Référence  |
|--|-----|------------|
| <b>Kit CIP10-M avec 1 électronique, 1 coupelle ARC10007M, 1 tête de prélèvement poussière totale, chargeur de batterie, baudrier, outillage, le tout en valise</b> | 1   | ARC10010M/ |
| Coupelle métallique d'échantillonnage sur liquide*   | 1   | ARC10007_M |
| Baudrier pour CIP10  | 1   | ARC10004SP |
| Chargeur universel pour CIP10  | 1   | ARC10003U  |
| <b>Etalonnage</b>  |     |            |
| Tachylètre optique pour le contrôle de la vitesse de rotation de la coupelle rotative (mesure du débit du CIP10-M)   | 1   | ARC8527+   |
| Banc d'étalonnage du débit avec équilibre manométrique en valise   | 1   | ARC8525+   |

\* brevet INRS





## Pompes

### Guide d'utilisation des pompes de prélèvement



Version ECO



Robuste 1



Robuste 2



Robuste 3



Pocket



Airchek 3000



Leland Legacy

| Légende            |  |
|--------------------|--|
| Recommandé         |  |
| Possible           |  |
| Déconseillé        |  |
| Protection requise |  |

|           | Version ECO                         | Robuste 1       | Robuste 2         | Robuste 3       | Pocket             | Airchek 3000                | Leland Legacy   |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Référence | SKC 224 52 MTX+                     | SKC 224 44 MTX+ | SKC 224 MPCTX4+   | SKC 224 MPCTX8+ | SKC 210 1002 MTX/+ | SKC 210 3311                | SKC 100 3002 MK |
| Avantages | Simple, Kits pour tubes disponibles | Basique         | Compteur de temps | Programmable    | Légère             | Complet, Liaison Ordinateur | Fort Débit      |
| page      | 11                                  | 12              | 12                | 12              | 13                 | 14                          | 15              |

|                             |                         |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Caractéristiques techniques | Gamme de Débit (mL/min) | 5 à 3000 | 5 à 4000 | 5 à 4000 | 5 à 4000 | 20 à 225 | 5 à 3250 | 5 à 15000 |
|                             | Batterie                | Ni-MH    | Ni-MH    | Ni-MH    | Ni-MH    | Ni-MH    | Ni-MH    | Li-Ion    |
|                             | ATEX                    | oui      | oui      | oui      | oui      | oui      | oui      | oui       |
|                             | Liaison PC              |          |          |          |          | X        | X        | X         |
|                             | Poids (g)               | 575      | 915      | 915      | 915      | 142      | 580      | 1036      |

|           |                   |          |        |        |        |        |        |  |
|-----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Matériels | Tubes             | (l/min)  |        |        |        |        |        |  |
|           |                   | (ml/min) | Kit KV | Kit KV | Kit KV | Kit KV | Kit KV |  |
|           | Cassettes (l/min) |          |        |        |        |        |        |  |
|           | Sacs (l/min)      |          |        |        |        |        |        |  |
|           | Filtres (l/min)   |          |        |        |        |        |        |  |
|           | Barbotage (l/min) |          |        |        |        |        |        |  |

|              |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Applications | Poussières (l/min) |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Cheminées (l/min)  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Amiante et fibres  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Gaz                |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Bioaérosols - nano |  |  |  |  |  |  |  |



## Pompe version ECO nomique simple



### Description

- Parfaite fiabilité.
- Une carte électronique intégrée.
- Un pneumatisme simple qui compense les variations de température.
- Une mini fenêtre protégeant l'afficheur de temps de prélèvement, la vanne de réglage de débit et le bouton marche/arrêt.

### Caractéristiques pneumatiques

- Gamme de débit : 750 à 3000 mL/min et 5 à 500 mL/min (avec accessoire : SKC 224 26 CPC).
- Régulation du débit compensé en température et maintenu constant à  $\pm 5\%$ .
- Compensation des pertes de charges.
- Jusqu'à 635 mm de colonne d'eau sous un débit de 2000 mL/min.

### Alimentation

- Batterie Ni-MH rechargeable.
- Autonomie 8 heures minimum en fonctionnement.
- Temps de recharge : 10 à 12 heures.

### Indications possibles sur afficheur LCD

- Durée du prélèvement en minutes (information mémorisée).
- Icône d'anomalie dans la régularité du débit.
- Icône d'état de charge de la batterie.

### Description

| Description   | Lot | Référence       |
|---|-----|-----------------|
| Pompe seule (avec afficheur LCD)  | 1   | SKC22452MTX+    |
| Kit 1 pompe (Pompe 224-52 + chargeur monovoie 220 Volts + tuyau + outil + valisette plastique)  | 1   | SKC22452MTXK/+  |
| Kit vapeur 1 pompe<br>(Pompe 224-52 + chargeur monovoie 220 Volts + contrôleur CPC + Support de tube avec vanne monovoie 224-26-01 + protège tube format standard 224-29A + tuyau + outil + valisette plastique)                                  | 1   | SKC22452MTXKV/+ |
| Kit 5 pompes<br>(5 pompes 224-52 + 1 station 220 Volts pour 5 voies de charge + 5 tuyaux + outils + 1 valise de transport)  | 1   | SKC22452MTXK5+  |
| Kit vapeur 5 pompes<br>(5 pompes 224-52 + 1 station 220 Volts pour 5 voies de charge + 5 contrôleurs CPC + 5 supports de tube avec vanne monovoie 224-26-01 + 5 protège tube format standard 224-29A + 5 tuyaux + outils + 1 valise de transport) | 1   | SKC22452MTXK5V+ |
| Baudrier en matière synthétique, taille large, 2 bretelles  | 1   | ARC8506SP       |
| Sacoche noir nylon Anti-Bruit (-10 dB)  | 1   | SKC22496C       |
| Sacoche et ceinture   | 1   | SKC22488        |
| Chargeur pour pompe ECO   | 1   | SKC223203B      |



- Baudrier de taille S à XL
- Polyester (lavable)
- Sans velcro
- Passants pour le maintien des tuyaux sur les bretelles
- Possibilité de mettre 1 à 2 pompes, support cassette, badges...

property of Tecora and can not be duplicated without permission.

## Les modèles robustes




224-44MTX



224-PCMTX4



224-PCMTX8



### Caractéristiques communes

- Débit réglable de 750 à 4000 mL/min. (5 à 750 mL/min avec accessoires) p.16.
- Débit non pulsé.
- Débit régulé constant à +/- 5% du débit initial.
- Perte de charge maximale compensée : 1015 mm de colonne d'eau.
- Arrêt automatique du prélèvement en cas d'impossibilité de maintenir un débit constant sur plus de 20 secondes (non valable pour le modèle 224-44MTX).
- Débitmètre à bille incorporé dans le boîtier (0.5 à 4 L/min).
- Filtre de protection externe transparent pour le contrôle de l'encrassement.
- Panneau transparent et amovible de protection des organes de commande.
- Dimensions 49 x 119 x 130 mm.
- Embout de refoulement de l'air prélevé pour remplissage de sac.
- Batterie amovible, 8 heures de recharge = 8 heures d'autonomie minimum.

### Modèle Basique (224-44MTX)

Modèle non programmable et aveugle :

- Interrupteur marche/arrêt.
- Débitmètre à bille.
- Vanne de réglage de débit.

### Modèle Intermédiaire (224-PCMTX4)

Modèle avec horloge :

- Durée de temps de prélèvement avec prise en compte des arrêts (résolution : 1 min).
- Mode réglage du débit.
- Mode vérification pertes de charges.
- Etat de batterie.

### Modèle Programmable (224-PCMTX8)

Modèle permettant une programmation sur 7 jours des paramètres :

- Délai initial avant démarrage du cycle de prélèvement.
- Période pendant laquelle se répartit la durée du prélèvement.
- Durée du prélèvement : permet ainsi d'assurer un prélèvement de nuit ou lors d'un week-end sans nécessiter la présence d'un opérateur.

### Les avantages de la pompe robuste programmable

- Programmation sur une période de 9999 minutes et une durée de prélèvement de 8 heures (plusieurs phases sur 1 semaine).
- L'appareil relié au secteur peut travailler une semaine en continu. Il conviendra alors de s'assurer de la comptabilité des pièges et de bien protéger le matériel contre les condensats générés par le support, les intempéries et peut-être les vols.

### Description

| Description   | Lot | Référence        |
|---|-----|------------------|
| Modèle Robuste Basique avec embout de refoulement et outil  | 1   | SKC22444MTX+     |
| Modèle Robuste intermédiaire avec embout de refoulement et outil  | 1   | SKC224PCMTX4+    |
| Modèle Robuste Programmable avec embout de refoulement et outil   | 1   | SKC224PCMTX8+    |
| Kit incluant pompe avec chargeur 220 Volts, embout de refoulement, outil, le tout dans une valisette plastique  |     |                  |
| - avec modèle 224-44MTX   | 1   | SKC22444MTXK/+   |
| - avec modèle 224-PCMTX4  | 1   | SKC224PCMTX4K/+  |
| - avec modèle 224-PCMTX8  | 1   | SKC224PCMTX8K/+  |
| Kit vapeur incluant pompe avec chargeur 220 Volts, support de tube avec vanne de réglage de débit, capuchon protège tube format standard avec pince de fixation individuelle, embout de refoulement, outil, le tout dans une valisette en plastique |     |                  |
| - avec modèle 224-PCMTX4  | 1   | SKC224PCMTX4KV/+ |
| - avec modèle 224-PCMTX8  | 1   | SKC224PCMTX8KV/+ |
| Filtre de protection avec membrane filtrante et joint   | 1   | SKCP22417D       |
| Membranes filtrantes  | 10  | SKCP2240901      |
| Baudrier en matière synthétique, taille large, 2 bretelles  | 1   | ARC8506SP        |
| Chargeur pour pompe Robuste   | 1   | SKC223203B       |

## POMPE Pocket

### Elle mesure

- La durée d'échantillonnage.
- La perte de charge.
- La température ambiante.

### Elle gère

- Les cycles de prélèvement programmés à différents débits.
- Les reprises de prélèvement en cas d'interruption pour cause de pertes de charges excessives.

### Elle communique par lien PC

- Programmation des cycles d'échantillonnage.
- Récupération des historiques d'échantillonnage.
- Visualisation des corrections sur le débit lors de l'étalonnage.
- Gestion des fiches et des rapports de prélèvements.

### Caractéristiques techniques

- Gamme de débit : 20 à 250 mL/min, régulation à  $\pm 5\%$ .
- Auto-réglage du débit théorique par vanne motorisée.
- Arrêt en cas de chute de débit sous 15 secondes et reprise automatique du prélèvement.

### Clavier 3 touches pour accéder aux fonctions

- Code de condamnation ou accessibilité.
- Réglage du débit théorique.
- Ajustement du débit réel par rapport à un étalon externe.
- Prélèvement, pause ou arrêt.
- Paramètres : débit, volume, durée, perte de charge.
- Mode de fonctionnement sous pression ou débit constant.
- Durée de prélèvement en vue d'un arrêt automatique.

### Cadran digital

- Etat de charge des batteries.
- Mode de fonctionnement (débit ou pression constante).
- Paramètres : température, volume échantillonné, durée de prélèvement, perte de charge...).
- Débit programmé.

### Alimentation

- Batterie interne Ni-MH rechargeable.
- Autonomie 8 heures sous 250 mm H<sub>2</sub>O à 100 mL/min.
- 6 heures sous 500 mm H<sub>2</sub>O à 200 mL/min
- Dimensions : 100 x 55 x 31 mm.
- Poids : 142 g

### Description

| Description   | Lot | Référence         |
|---|-----|-------------------|
| Pompe d'échantillonnage SKC modèle POCKET   | 1   | SKC2101002MTX+    |
| Kit de prélèvement incluant 1 modèle pocket + 1 chargeur 220 V + 1 support de tube format standard avec capuchon, le tout dans une valisette plastique      | 1   | SKC2101002MTXKV/+ |
| Kit de prélèvement vapeur incluant 5 pompes POCKET + 1 multi chargeurs 220 V + 5 supports de tube format standard avec 5 capuchons, le tout dans une valise | 1   | SKC2101002MTXK5V+ |
| Baudrier en matière synthétique, taille large, 2 bretelles  | 1   | ARC8506SP         |
| Chargeur pour pompe POCKET  | 1   | SKC223229B        |

## AirChek 3000

Outre ses nombreuses caractéristiques techniques, cette pompe peut être équipée d'une batterie "Battery Eliminator" avec liaison secteur qui permet des prélèvements sur secteur (air intérieur, à poste fixe, longue durée de 24 heures et plus). Cette batterie en cas de rupture d'alimentation secteur permet de poursuivre le prélèvement sur 8 heures et sauver les données et programmes.

### Elle mesure

- Le débit en vue de sa régulation.
- La durée d'échantillonnage.
- La pression barométrique.
- La température ambiante.

### Elle gère

- Les cycles de prélèvement programmés sous différents débits.
- Les reprises de prélèvements en cas de prélèvements interrompus pour cause de pertes de charges excessives.

### Elle communique par lien PC

- Programmation des cycles d'échantillonnage.
- Récupération des historiques d'échantillonnage.
- Visualisation des corrections sur le débit lors de l'étalonnage.
- Visualisation des pertes de charge (pour valider un prélèvement dont le piège n'a pas été colmaté ou déconnecté).
- Gestion des fiches et des rapports de prélèvements.

### Caractéristiques techniques

- Pompe de prélèvement certifiée ATEX et IECEx
- Indice de protection : IP64
- Gamme de débit : 5-3250 ml/min (accessoires pour débit < 500 mL/min)
- Régulation du débit à  $\pm 5\%$  de précision ;
- Auto-réglage du débit théorique par vanne motorisée.
- Arrêt du prélèvement en cas de chute du débit.

### Clavier 3 touches pour accès aux fonctions



- Code de condamnation ou accessibilité.
- Réglage du débit théorique.
- Ajustement du débit réel par rapport à un étalon externe.
- Prélèvement, pause ou arrêt.
- Paramètres à afficher (débit, volume, durée, pression barométrique).
- Mode de fonctionnement sous pression ou débit constant.
- Durée de prélèvement en vue d'un arrêt automatique.
- Corps de filtre amont de protection résistant au choc.

### Cadran digital pour la visualisation des paramètres suivants

- Etat de charge des batteries.
- Mode de fonctionnement.
- Paramètres mesurés (température ambiante, volume échantillonné, durée de prélèvement, pression).
- Débit programmé.
- Horloge.

### Alimentation

- Batterie interne Ni-MH rechargeable 2.0 Ah, 4.8V
- Fiche chargeur style mini USB résistant au choc
- Autonomie 8 heures minimum.
- Dimensions : 130 x 90 x 50mm
- Poids : 580g (à mettre en forme)



| Description   | Lot | Référence      |
|---|-----|----------------|
| Pompe AirChek 3000  | 1   | SKC2103311     |
| Chargeur AirChek 3000   | 1   | SKC223240A     |
| Kit incluant 1 AirChek 3000 + chargeur + 1 tube Tygon (1 m) + 1 valise de transport | 1   | SKC2103311K    |
| Kit incluant 1 AirChek 3000 + chargeur + kit KV (idem pompes robustes)              |     | SKC2103311KV   |
| Kit incluant 5 AirChek 3000 + multichargeur (700 à 3250 mL / mn)                    | 1   | SKC2103311K5+  |
| Kit incluant 5 AirChek 3000 + multichargeur + kit KV (5 à 3250 mL / mn)             | 1   | SKC2103311K5V+ |



## Pompe Leland Legacy

### Description

- Très facile à programmer.
- Interface PC (gestion du programme et des résultats) avec logiciel en anglais.
- Une longue utilisation avec un fort débit permettra de mesurer des faibles concentrations particulièrement dans l'environnement intérieur.
- Mesure en continu du débit permettant ainsi le maintien au débit programmé.

### Caractéristiques techniques

- C'est la seule pompe individuelle de prélèvement atteignant des débits aussi élevés : 5 à 15 L/min.
- Grande autonomie avec un fort débit dans un style compact et portable.
- Batterie Li-Ion rechargeable, durée 24 heures de fonctionnement avec une seule charge (avec impacteurs et autres méthodes d'échantillonnage fonctionnant avec de faibles pertes de charges).

### Programmation aisée

- 3 boutons pour la programmation.
- Simplicité d'utilisation pour programmer, calibrer et prélever.
- Les paramètres peuvent être changés à tout moment via les boutons.
- Programmable par PC.

### Applications

- Faibles concentrations de poussières environnementales prélevées avec impacteurs.
- Bioaérosols.
- Poussière de coton.
- Produits de décomposition du Radon.
- Isocyanates.



| Description  | Lot | Référence    |
|--|-----|--------------|
| Pompe LELAND LEGACY  | 1   | SKC1003002   |
| Kit pompe seule, comprenant 1 pompe LELAND LEGACY + 1 chargeur 220 V + 1 valisette | 1   | SKC1003002K+ |
| Baudrier en matière synthétique, taille large, 2 bretelles                         | 1   | ARC8506SP    |

Accessoires Pompes : voir page 16, Accessoires Kit vapeur : voir page 35



## Accessoires de pompes


| Pompes   | AirChek 3000<br>p 14              | ECO<br>p 11            | Robustes<br>p 12       | Pocket<br>p 13                    | Leland<br>p 15 |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation  | Références                        |                        |                        |                                   |                |
| Chargeur   | SKC223240A                        | SKC223203              | SKC223203              | SKC223229                         | SKC 223 241    |
| Multichargeur pour 5 pompes                                | SKC 223109A                       | SKC 223 103            | SKC223103              | SKC223107                         | -              |
| Module d'alimentation en continu                           | SKC 223330B                       | nc                     | SKC223305              | nc                                | -              |
| Batterie   | SKCP21030                         | SKCP78011MTX           | SKCP22418MTX           | SKC P20129TX                      | nc             |
| Filtre membrane de protection avec joints Lot de 3         | SKCP20140                         | SKCP40370              | SKCP22409 SKC P2240902 | SKCP40010                         | nc             |
| Valisette vide pour 1 pompe                                | ARC 10947B + ARC 00501            | ARC 10947B + ARC 00501 | ARC 10947B + ARC 00501 | ARC 10947B + ARC 00501            |                |
| Valise vide pour 5 pompes                                  | SKC22497                          | SKC22497               | SKC22497               | nc                                | -              |
| Sacoche rouge et ceinture                                  | SKC22496A                         | SKC22496A              | SKC22487               | -                                 | -              |
| Sacoche et ceinture  | SKC22488                          | SKC22488               | SKC22487               | -                                 | -              |
| Sacoche noir nylon Anti-Bruit (-10dB)                      | -                                 | SKC22496C              | -                      | -                                 | -              |
| Ceinture nylon pompe                                       | SKC22412                          | SKC22412               | SKC22412               | SKC22412                          | SKC22412       |
| Interface PC Logiciel Clé Câble de connexion               | SKC87791K SKC P877 901 SKC P71447 | -                      | -                      | SKC87790K SKCP 877901 SKCP 714 47 | SKC87792K      |
| Baudrier en matière synthétique, taille large, 2 bretelles | ARC8506SP                         | ARC8506SP              | ARC8506SP              | ARC8506SP                         | ARC8506SP      |

Accessoires Kit vapeur : voir page 35

| Description                      | Lot | Référence |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Tournevis lames interchangeables | 1   | SKC22411  |

## Bravo Series

Dans le cadre du contrôle de la qualité de l'air, les pompes portables série BRAVO permettent le prélèvement d'échantillon gazeux ou de poussières à débit constant en accord avec les normes européennes (notamment EN 12919). Leur puissance permet également des prélèvements déportés (jusqu'à 50 m et plus selon le type d



### Descriptif

- Large gamme de débit de 0,1 à 60 L/min.
- Débit constant grâce à un régulateur de compensation de pertes de charge et un amortisseur d'à-coups de pression du moteur.
- Débitmètres à bille avec vannes pour réglage précis du débit de prélèvement.
- Manomètre pour visualisation de la dépression générée par le système de prélèvement en amont de la pompe et permettant les tests d'étanchéité de la pompe et de la ligne de prélèvement.
- Compteur à gaz sec intégré.
- Embout de refoulement pour raccordement d'un compteur étalon

## Modèles Bravo Basic

### Caractéristiques techniques

- Programmeur hebdomadaire des départs et des arrêts du prélèvement automatique.
- Bouton de démarrage manuel.
- Thermomètre digital permettant la mesure de la température du gaz au niveau du compteur à gaz sec.

|                                     | Bravo M Basic                    | Bravo H Basic                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Débit de prélèvement nominal</b> | 0.1 - 35 L/min                   | 1 - 60 L/min                     |
| <b>Puissance moteur interne</b>     | 40 L/min                         | 100 L/min                        |
| <b>Type de pompe</b>                | A membrane                       | A palette graphite               |
| <b>Compteur à gaz sec</b>           | 3 m <sup>3</sup> /h max          | 6 m <sup>3</sup> /h max          |
| <b>Résolution</b>                   | 1 impulsion = 10 dm <sup>3</sup> | 1 impulsion = 10 dm <sup>3</sup> |
| <b>Alimentation/Consommation</b>    | 220 Vac 50 Hz / 154 W            | 220 Vac 50 Hz / 506 W            |
| <b>Dimension</b>                    | 280 mm x 320 mm x 305 mm         |                                  |
| <b>Poids</b>                        | 11 kg                            | 14 kg                            |

## Modèles Bravo Plus

Les modèles BRAVO PLUS sont des préleveurs avec un module de contrôle à microprocesseur intégrant un écran LCD rétroéclairé et un clavier de programmation permettant:



- Programmation avec la date et heure réelles.
- Mesures électroniques du volume et de la température des gaz prélevés au niveau du compteur à gaz sec.
- A la fin du prélèvement, calcul du volume aux conditions normales température (0 % C, 25 % C ou autres) et préparation du rapport de mesures.
- Mémorisation jusqu'à 60 rapports avec possibilité d'afficher les rapports ou de les transférer sur PC par liaison RS 232.
- Mémorisation des événements dans le rapport final (tel que coupure d'alimentation).
- Contrôle d'une interface séquentielle (en option) qui permet d'effectuer jusqu'à 24 prélèvements de poussières ou de gaz.

|                              | Bravo M Plus             | Bravo H Plus *        |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Débit de prélèvement nominal | 0.1 - 35 L/min           | 1 - 60 L/min          |
| Puissance moteur interne     | 40 L/min                 | 100 L/min             |
| Type de pompe                | A membrane               | A palette graphite    |
| Compteur à gaz sec           | 3 m3/h max               | 6 m3/h max            |
| Résolution                   | 0.2 L                    | 0.5 L                 |
| Alimentation/Consommation    | 220 Vac 50 Hz / 154 W    | 220 Vac 50 Hz / 506 W |
| Dimension                    | 280 mm x 320 mm x 305 mm |                       |
| Poids                        | 11 kg                    | 14 kg                 |

\* Recommandé pour le prélèvement de poussières totales selon la norme NF X 43-261

| Description         | Lot | Référence        |
|---------------------|-----|------------------|
| Pompe BRAVO M Basic | 1   | TECBRAVOM_BASIC+ |
| Pompe BRAVO M Plus  | 1   | TECBRAVOM_PLUS+  |
| Pompe BRAVO H Basic | 1   | TECBRAVOH_BASIC+ |
| Pompe BRAVO H Plus  | 1   | TECBRAVOH_PLUS+  |

## Modèles Bravo Asbestos

Le nouveau modèle de pompe ASBESTOS est spécialement conçu pour les prélèvements de fibres (amiante, céramique...).

### Caractéristiques techniques :


- Programmable sur une semaine avec mémorisation du cycle en cas de coupure secteur
- Dimension : 250 x 250 x 345 Poids : 10kg
- Débit : 4 à 10 L/mn
- Compensation maximum : 0.25 Bar Classe de protection : IP44

### Ses atouts :

- Pompe étanche et sans circulation d'air interne : facile à nettoyer à l'eau.
- Double crochet pour fermeture du capot par cadenas pour éviter tout vol ou toute modification du programme
- Manomètre pour visualiser la dépression générée par le système de prélèvement en amont de la pompe et permettant les tests d'étanchéité de la pompe et de la ligne de prélèvement
- Prise intégrée : pour y brancher un ventilateur.
- Espace sous capot pour y loger câble et flexible de la tête C.A.Th.I.A..



### Panneau supérieur de contrôle



1. Connecteur rapide pneumatique (aspiration)
2. Vanne de réglage fin de débit
3. Liaison électrique pour alimentation externe 12 Vdc
4. Sortie de refoulement d'air du compteur à gaz sec
5. Liaison électrique secteur 220 Vac avec fusible (1.6 A temporisé)
6. Manomètre
7. Interrupteur alimentation marche/arrêt
8. Programmeur

#### Description

**Pompe Bravo Asbesto 10 L**  
**Batterie pour Bravo Asbesto**

#### Lot

1  
1

#### Référence

TECBRAVOASBESTO+  
TECAA990009910SP

## Delta MK2

Conforme aux normes officielles, cette nouvelle version présente deux atouts majeurs : un sécheur de gaz et un dispositif intégré qui remplace l'adaptateur de batterie.

La version avec sécheur de gaz permet un double contrôle de l'efficacité des prélèvements (débit et volume) : c'est le seul équipement portatif capable de faire cette comparaison avec une haute précision des données de sortie.

Un système de contrôle de débit électronique innovant optimise la consommation d'énergie de la batterie en fonction du débit. Grâce à sa structure modulable, vous pouvez changer le bloc batterie sans interrompre le fonctionnement de la pompe, ce qui prolonge son autonomie.

La nouvelle version avec système d'alimentation intégrée permet à la fois, le chargement de la batterie et le fonctionnement de la pompe, à l'aide d'un simple cordon électrique fourni avec l'appareil.

### Principales caractéristiques :

- Conforme à la norme EN12919
- Alimentation externe 110/220 VAC sans adaptateur et 12 VDC avec le bloc de batterie DELTA
- Disponible avec sécheur de gaz intégré
- Gamme de débit sans autre appareil externe : 0.2 - 25 l/min.
- Consommation optimisée en fonction de l'échantillonnage du débit - Contrôle électronique du débit dans des conditions standards ou opérationnelles
- Débit réglable en mode échantillonnage sans interruption de l'appareil - Mesure et enregistrement des paramètres :
  - débit immédiat
  - volume global
  - Température ambiante
  - perte de pression à travers le filtre
- Clapet de protection anti-infiltrations
- Enregistrement de plus de 60 rapports d'échantillonnage
- Télécommande SMS (optionnelle)

### Caractéristiques techniques :

|   |   |
|---|---|
| Gamme de mesure                         | 0.2 - 25 L/mn   |
| Débit maximum                           | > 30 L/mn   |
| Débit massique                          | Précision : inférieur à $\pm 2$ %                       |
| <b>Pression atmosphérique</b>           |   |
| Gamme                                   | 20 - 110 kPa (200 - 1100 mBar)                          |
| Précision                               | Inférieure à 1 % ( $\pm 0.5$ kPa)                       |
| Résolution                              | 0.01 kPa (0.1 mBar)                                     |
| <b>Perte de charge sur filtre</b>       |   |
| Gamme                                   | 20 - 110 kPa (200 - 1100 mBar)                          |
| Résolution                              | -30 à +50 °C (0.01 °C)                                  |
| Précision                               | Inférieure à 1 % ( $\pm 0.5$ kPa)                       |
| <b>Spécifications</b>                   |   |
| Contrôle de débit                       | Electronique automatique                                |
| Temps de réponse T90 (contrôle)         | < 30 secondes   |
| Pompe                                   | Membrane  |
| Température de fonctionnement           | -5 à 40 °C 95% HR                                       |
| Alimentation                            | 110 / 220 Vac 50 / 60 Hz ou avec bloc de batterie Delta |
| Ecran                                   | Affichage graphique LCD 128 x 64                        |
| Capacité de mémoire                     | Plus de 60 rapports                                     |
| Poids [avec bloc de batterie]           | 7,8 kg (batterie 5.5 kg)                                |
| Dimensions [bloc de batterie] b x p x h | 23 x 26 x 30 cm (Batt. 23 x 26 x 12 cm)                 |



| Description                          | Lot | Référence         |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| Delta MK2                            | 1   | TECAA990040001SP  |
| Batterie                             | 1   | TECAA990049907SP  |
| Interface Delta pour manifold module | 1   | TECAA9900499020SP |
| Module Delta pour manifold TCR       | 1   | TECAA9900499021SP |
| Logiciel de téléchargement           | 1   | TECAA9900499009SP |



## Débitmètres

### Débitmètres étalons à lame de savon

#### Débitmètres étalons Buck M1, M5 et M30

Les modèles BUCK M1, M5 et M30 sont de petits débitmètres autonomes sur batterie qui peuvent être emportés pour des mesures sur le terrain. Leur présentation sous forme d'unité compacte, étanche et légère rend possible tout transport et mesure sur site. Ils sont livrés avec leur chargeur de batterie 220 V, équipés d'un réservoir de solution solidaire de la chambre de mesure. Une simple pression sur un bouton poussoir suffit pour générer une lame de savon et déclencher la mesure. La valeur de la mesure est exprimée en moyenne glissante.

Présentation : boîtier polycarbonate, cellule en acrylique avec réservoir de solution, touches marche/arrêt, cadran 4 chiffres et témoin de batterie.

#### Spécifications techniques

- Echelles de mesure :
  - Modèle M1 : 0,1 à 300 mL/min.
  - Modèle M5 : 1 à 6000 mL/min.
  - Modèle M30 : 100 mL/min. à 30 L/min.
- Précision de mesure :  $\pm 1\%$ .
- Dimensions : 140 x 153 x 64 mm.
- Poids : 740 g.
- Batterie : rechargeable Ni-Cd, autonomie 8 heures d'utilisation.

| Description  | Lot | Référence     |
|--|-----|---------------|
| Kit débitmètre avec chargeur 220 V, flacon de solution, pipette, certificat d'étalonnage |     |               |
| constructeur   |     |               |
| - Modèle M1  | 1   | BUCAPB801010  |
| - Modèle M5  | 1   | BUCAPB805010+ |
| - Modèle M30   | 1   | BUCAPB803010+ |
| Valise renforcée pour M5 ou M1   | 1   | BUCAPB1080000 |
| Pipette à solution pour remplissage  | 1   | BUCAPB107032  |



## Débitmètre Defender à piston

### Présentation

Les modèles Defender 510 et Defender 520 sont portables, robustes, conçus pour la mesure de débit de pompes d'échantillonnage de l'air. Ils ont été conçus pour les fonctions suivantes :

- Réglage de débit d'échantillonnage.
- Contrôle aisé et rapide du débit initial et final lors de prélèvement avec des pompes d'échantillonnage de l'air.
- Vérification de la stabilité du débit grâce à la fonction de déclenchement automatique de mesures successives.

Le Defender est un véritable étalon primaire et donne instantanément l'indication du débit volumique.

De par sa précision et sa mise en service rapide, il est un outil adapté pour le réglage des pompes d'échantillonnage, en aspiration ou en refoulement d'air.

Le Defender est alimenté par une batterie au plomb (incluse), qui ne présente pas d'effet mémoire et peut être reliée en permanence au secteur via l'alimentation/chargeur, même lorsque l'appareil est en service.

Pour chaque débitmètre Defender, le logiciel Bios Optimizer est fourni.

Il permet de télécharger en temps réel les données d'étalonnage vers un PC. Lors des mesures de débit, la visualisation des résultats de mesure sur l'écran du PC est affichée en temps réel. Il est également possible de visualiser les données d'étalonnage, la moyenne et la représentation graphique de l'évolution des mesures.

Le logiciel Bios Optimizer ne nécessite que Windows XP SP2 ou Windows 2000 SP3 PC (configuration minimale) et une liaison RS - (série 232)



### Description

- Affichage graphique LCD rétro éclairé du débit, et pour le modèle 520, en plus affichage de la température et de la pression.
- Capteurs de température et de pression (Defender 520 seulement) dans le flux gazeux et enregistrements des mesures.
- Batterie 6 V rechargeable, scellée au plomb, 6-8 heures d'autonomie.
- Batterie opérationnelle (5 cycles/mn): 8 heures sinon 3 h avec rétro-éclairage.
- Configuration: cellule intégrée de mesure de débit, mécanisme à soupape et horloge.

### Spécifications techniques

- Durée d'une mesure : de 1 à 15 secondes.
- Cycle : mesure unique, mesures successives en continu ou en série au nombre défini.
- Gamme de débits selon modèles de 5 à 30 000 mL/min.
- Dimensions : 140 x 150 x 75 mm.
- Poids : 820 g.
- Température de fonctionnement : 0-50°C.
- Humidité ambiante : 0-70 %, sans condensation.
- Adaptateur AC/Chargeur : 12 V DC > 250 mA.
- Raccords de pression et d'aspiration : 1/4" cannelé.

### Description

Defender 510 avec Batterie, chargeur, câble de liaison série, logiciel Optimizer 110

Defender 520 avec batterie, chargeur universel, câble de liaison série, logiciel Optimizer 110

Mesure de la température et de la pression

Accessoires

Valise robuste pour un débitmètre defender

### Gamme de débit

300 à 30000 mL/min  
5 à 500 mL/min  
50 à 5000 mL/min  
300 à 30000 mL/min  
5 à 500 mL/min  
50 à 5000 mL/min

### Référence

SKC717510HA+  
SKC717510LA+  
SKC717510MA+  
SKC717520HA+  
SKC717520LA+  
SKC717520MA+

SKC717501

Le matériel est garanti un an, pièce et main d'œuvre, matériel rendu en nos ateliers.

## Débitmètre multifonctions Flowcal Air

Débitmètre massique certifié ISO 17025 permettant de mesurer simultanément le débit, la pression absolue, la pression différentielle et la température. Cette cellule de mesure interchangeable comprend 3 types de mesure : **Haut Débit, Moyen Débit, Petit Débit.**

### Principales caractéristiques

- Haute précision assurée par une compensation de la température sur les c
- Température de fonctionnement -20 + 40°C 95 % HR
- Récupération d'un rapport de calibration
- Mémoire interne pour 256 rapports
- Interface simple et intuitive
- Alimentation : 4 piles Alcaline de type AA ou rechargeables
- Autonomie 90 heures
- Ecran LCD 128x64 pixels
- Clavier à effet tactile
- Port USB 1.0 ; 1.1 ; et 2.0
- Poids 550 g piles incluses
- Dimensions 115x230x45 mm

### Caractéristiques techniques

#### Pression différentielle

- Gamme : 0-2500 Pa (0 - 250 mmH<sub>2</sub>O)
- Précision : supérieure à 1 % de mesure  $\pm 2$  Pa
- Résolution : 0.1 Pa (0.001 mmH<sub>2</sub>O)
- Pression différentielle max. 30 000Pa (3000 mmH<sub>2</sub>O)

#### Pression absolue (statique et barométrique)

- Gamme : 0 - 105 kPa (1050 mBar) absolue
- Précision : supérieure à 1 % de mesure  $\pm 0.1$  kPa
- Résolution : 0.01 kPa (0.1 mBar)

#### Pression de température d'entrée

- Gamme : - 20 + 80 °C
- Précision : supérieure à 1 % de mesure  $\pm 0.2$  °C - Résolution : 0.01 °C



| Description  | Lot | Référence        |
|--|-----|------------------|
| Flowcal Air (fourni avec 1 clé USB 1 Gb, valise de transport, 1 kit de connexion rapide, un manuel utilisateur, 1 certificat de calibration et 4 piles alcalines de type AA) | 1   | TECAB990080000SP |
| 4 piles alcalines de type AA   | 1   | TECAC990049931SP |
| Chargeur pour piles rechargeables  | 1   | TECAC990049930SP |
| Sonde de température intégrée (en option)  | 1   | TECAB990080006SP |
| Sonde de température   | 1   | TECAB0080020SP   |

## Cellule de mesure Flowcell Air

Cette cellule de mesure mémorise toutes les informations pour la traçabilité de vos étalonnages. Elle est compatible avec les têtes d'échantillonneurs de type LVS et US EPA.

### Caractéristiques techniques :

- Matériel en aluminium "anodisé"
- Précision de débit : 1 %
- Température de fonctionnement : - 20 + 60 °C

Hi Flowcell (Cellule haut débit)

- Gamme de débit : 150 - 600 L/mn

Mid Flowcell (Cellule moyen débit)

- Gamme de débit : 10 - 60 L/mn

Low Flowcell (Cellule bas débit)

- Gamme de débit : 0.5 - 10.5 L/mn



| Description  | Lot | Référence        |
|--------------|-----|------------------|
| Hi Flowcell  | 1   | TECAB990080010SP |
| Mid Flowcell | 1   | TECAB990080011SP |
| Low Flowcell | 1   | TECAB990080012SP |

## Prestations du service SAV de TECORA

Acteur majeur depuis 30 ans, TECORA reste le leader sur le marché du prélèvement individuel de l'air. Compte tenu des nouvelles exigences et pour que vous soyez toujours satisfaits de vos produits, TECORA met en place des offres de Service après vente. Ainsi vous augmentez la fiabilité et la longévité de vos appareils, maîtrisez vos budgets et ainsi augmentez vos chances de succès.

Ce service, cher à notre politique, est directement relié à notre pôle Hygiène Santé Environnement et se situe dans nos locaux à Fontenay-sous-Bois pour vous assurer une sérénité absolue.



### Extension de garantie totale de 1 an

| Designation | Référence de la prestation | Référence produit | Description                                    |
|-------------|----------------------------|-------------------|--|
| CIP10       | PSGAREARCCIP10             | ARC10100          | Transport, pièces et main d'œuvre tout compris |
| Pompes      | PSGARESKC210               | Pompes SKC210...  | Transport, pièces et main d'œuvre tout compris |
| Pompes      | PSGARESKC224               | Pompes SKC224...  | Transport, pièces et main d'œuvre tout compris |

### Forfait étalonnage

| Designation              | Référence de la prestation | Description   | Normes  |
|--------------------------|----------------------------|---|---|
| Débitmètre M5, M1        | PSCALBUCM Cofrac           | Forfait étalonnage sur banc pour M5 ou M1. Reprogrammation + certificat d'étalonnage  | COFRAC  |
| Analyseur vapeur mercure | PSCONTRATSHAMVI            | Forfait étalonnage MVI sur banc d'étalonnage + certificat d'étalonnage + décontamination complète (mercure). Pièces et port inclus.                       |   |
| CIP10 complet            | PSCALCIP10                 | Forfait d'étalonnage CIP10 sur banc d'étalonnage + certificat d'étalonnage + vérification complète du capteur. Pièces à changer en supplément             | NF X 43-262 (Annexe B1) ATEX                                |
| CIP10 simple             | PSCALCIP10/B2              | Forfait d'étalonnage CIP10 sur tachymètre + certificat d'étalonnage + vérification complète du capteur. Pièces à changer en supplément                    | NF X 43-262 (Annexe B2) ATEX                                |
| Pompe POCKET             | PSCALSKCPP                 | Forfait d'étalonnage débit et température : Reprogrammation + certificat d'étalonnage + vérification complète de la pompe. Pièces à changer en supplément | RFI / EMI<br>Sécurité intrinsèque<br>Conformité EEX IIB T 4 |
| Pompes Robustes          | PSCALSKC224PCMTX8          | Forfait d'étalonnage débit : certificat d'étalonnage + vérification complète de la pompe. Pièces à changer en supplément                                  |   |



## Filtres & accessoires

Les filtres SKC permettent de collecter une grande diversité de polluants. Allant des fibres comme l'amiante ou le bois aux composés organiques d'aérosols, le choix du filtre se fera suivant l'application envisagée et/ou le respect d'une norme.



### Guide de sélection du matériau

| Matériau   | Abréviation | Propriétés  | Applications  |
|--|-------------|---|---|
| Mélange d'ester de cellulose (mixed ester cellulose) | MEC (MCE)   | Soluble pour les analyses en absorption atomique  | Poussières métalliques<br>fibres d'amiante et synthétiques              |
| Polyvinyle de chlorure                               | PVC         | Hydrophobe<br>Surface non oxydante  | Analyse gravimétrique<br>Chrome hexavalent<br>Poussières alcalines      |
| Polytetrafluoroéthylène                              | PTFE        | Chimiquement inerte   | HAP<br>Pesticides<br>Isocyanates  |
| Polycarbonate  | PC          | Surface plane et lisse<br>Bonne répartition de la porosité<br>Épaisseur fine (10 à 20 µm)<br>Stérilisable par rayon gamma<br>Hydrophile | Microscopie électronique (META)<br>Fibres d'amiante                     |
| Fibres de verre                                      | FG          | Partiellement hydrophobe<br>Résiste aux températures élevées  | Pesticides<br>Gravimétrie<br>Isocyanates<br>Éthylène Glycol             |
| Fibres de Quarts                                     | QZ          | Partiellement hydrophobe<br>Résiste jusqu'à 300°C<br>Faible teneur en métaux  | Echantillonnage d'air<br>Gaz, Aérosols<br>PM-10<br>Particules de diesel |
| Argent   | AG          | Compatible avec une large gamme de solvant  | Bromure<br>Amiante par MET<br>Silice par diffraction RX                 |
| Cellulose  | CEL         | Autoclavable<br>Surface uniforme<br>Faible taux de cendres  | LC<br>GC  |
| Gélatine   | G           | Très soluble en phase aqueuse   | Absorption atomique<br>Bio aérosols (moisissures, bactéries, virus)     |



## Les filtres en profondeur

Dans ces filtres, les fibres sont aléatoirement orientées à cause de leur taille et puisqu'il s'agit d'un « agglomérat » de fibres, une évaluation de la taille de pore pour un filtre en profondeur est typiquement approximative (nominale).



Fibres de verre

### Fibre de verre


- Fibres de verre borosilicaté sans liant.
- Grande résistance en milieu aqueux pour une parfaite intégrité du filtre.

| Diamètre (mm) | Notes               | Lot | Référence  |
|---------------|---------------------|-----|------------|
| 25            | Sans liant, type AE | 500 | SKC225702  |
| 37            | Sans liant, type AE | 500 | SKC2257    |
| 47            | Sans liant, type AE | 100 | SKC2257047 |
| 90            | Sans liant          | 25  | SKC225712  |

### Fibre de quartz

- Traités à haute température pour éliminer les traces de composés organiques.
- Grande pureté chimique.


| Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Porosité (µm) | Notes                   | Lot | Référence  |
|---------------|----------------|---------------|-------------------------|-----|------------|
| 25            | 0.38           | 1.2           | Sans liant, R-100       | 100 | SKC2251824 |
| 37            | 0.4            | 1.2           | Sans liant, R-100       | 100 | SKC2251827 |
| 37            | 0.45           | -             | Très haute pureté (QMA) | 100 | SKC2251809 |
| 47            | 0.4            | 1.2           | Sans liant, R-100       | 100 | SKC2251830 |



Fibres de quartz

## Les filtres membrane

Contrairement aux filtres en profondeur, la taille et la répartition des pores sont homogènes et vérifiées précisément. Cette porosité contrôlée permet aux filtres de laisser passer les particules les plus fines et de garder les plus grosses en surface dans les membranes.




PTFE

### Polytetrafluoroéthylène (PTFE)

- Sensibilité accrue de par sa pureté pour des déterminations chimiques sans interférence.
- Très bonne résistance aux produits chimiques (inerte chimiquement).
- Idéal pour la filtration des gaz et des solvants organiques.
- Faible masse (tare) permettant une détermination gravimétrique très précise.

| Diamètre (mm) | Porosité (µm) | Support tampon inclus | Notes                       | Lot | Référence  |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|
| 25            | 0.5           | Non                   | Zefluor™, support PTFE      | 100 | SKC2252708 |
| 37            | 1             | Oui                   | Zefluor™, support PTFE      | 50  | SKC2252705 |
| 37            | 2             | Non                   | Teflo™, anneau support TPX® | 50  | SKC2251709 |
| 47            | 0.5           | Non                   | Support PTFE laminé         | 50  | SKC2252753 |
| 47            | 1             | Oui                   | Zefluor™, support PTFE      | 50  | SKC2252749 |




PVC GLA-5000™


### Polyvinyle de chlorure (PVC)

- Sensible à certains produits organiques et minéraux.
- Faible masse (tare) permettant une détermination gravimétrique très précise.
- Faible taux de cendre.
- Homopolymère pur, sans silice.

| Diamètre (mm) | Porosité (µm) | Support tampon inclus | Notes     | Lot | Référence   |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----|-------------|
| 25            | 5             | Non                   | GLA-5000™ | 100 | SKC225804   |
| 37            | 5             | Non                   | GLA-5000™ | 50  | SKC2258011  |
| 47            | 5             | Non                   | GLA-5000™ | 100 | SKC225809SC |



Mélange d'Ester de cellulose



Polycarbonate

### Cellulose (CEL) et mélange d'ester de cellulose (MEC)

- Idéal pour les prélèvements de fibres d'amiante et de métaux.
- Se dissout très facilement et complètement.
- Faible coût.
- Inerte Biologiquement.

| Diamètre (mm) | Porosité (µm) | Support tampon inclus | Notes                  | Lot | Référence  |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|------------|
| 25            | 0.45          | Non                   | MEC                    | 100 | SKC2251911 |
| 25            | 0.8           | Oui                   | MEC                    | 100 | SKC22519   |
| 37            |               | Non                   | CEL, type 4            | 500 | SKC22518B  |
| 37            | 0.45          | Oui                   | MEC, <b>NF X43-050</b> | 100 | SKC2259    |
| 37            | 0.8           | Oui                   | MEC                    | 100 | SKC2255    |
| 37            | 0.8           | Non                   | MEC                    | 100 | SKC2251939 |
| 47            | 0.45          | Non                   | MEC                    | 100 | SKC225506  |
| 47            | 0.8           | Oui                   | MEC                    | 100 | SKC225504  |

### Polycarbonate (PC)

- Approprié pour analyses gravimétriques ou microscopiques.
- Surface lisse et plane pour une observation parfaite de l'échantillon.
- Idéal pour microscope optique ou électronique.
- Conforme pour traitement par la méthode **NF X 43-050** pour analyse META.

| Diamètre (mm) | Porosité (µm) | Support tampon inclus | Lot | Référence  |
|---------------|---------------|-----------------------|-----|------------|
| 25            | 0.8           | Non                   | 100 | SKC2251601 |
| 37            | 0.8           | Non                   | 100 | SKC2251602 |
| 47            | 0.8           | Non                   | 100 | SKC2251603 |

### Argent (AG)

| Diamètre (mm) | Porosité (µm) | Support tampon inclus | Lot | Référence  |
|---------------|---------------|-----------------------|-----|------------|
| 25            | 0.45          | Non                   | 50  | SKC2251802 |
| 37            | 0.8           | Non                   | 25  | SKC2251801 |

### Gélatine


- Stérilisé par rayon gamma.
- Adapté aux prélèvements biologiques.
- Taux d'humidité élevé : date de péremption à 3 ans, stockage à +5°C.
- Viabilité dans l'AGAR.

| Diamètre (mm) | Support tampon inclus | Lot | Référence  |
|---------------|-----------------------|-----|------------|
| 25            | Non                   | 50  | SKC2259551 |
| 37            | Non                   | 50  | SKC2259552 |



### Les filtres à cloche : ACCU-CAP™

Exclusivité distribuée par TECORA, les filtres ACCU-CAP™ coiffés par soudure thermique d'une cloche en PVC permettent le prélèvement d'aérosols. En effet, lors de prélèvements de poussières très électrostatiques sur un montage classique (cassette + filtre plat), les parois de la cassette sont recouvertes de dépôts. Cela oblige l'opérateur à effectuer une pesée de l'ensemble du montage classique, un rinçage de la cassette ou encore une attaque chimique de l'ensemble. Les filtres ACCU-CAP™ suppriment les inconvénients du dépôt sur les parois de la cassette et permettent un gain de temps considérable pour les prélèvements de poussières de bois et de papier.



| Diamètre (mm) | Matériau | Porosité (µm) | Lot | Référence  |
|---------------|----------|---------------|-----|------------|
| 37            | MEC      | 0.8           | 60  | SKC2258514 |
| 37            | PVC      | 5             | 60  | SKC2258516 |

### Les tampons supports

- Les tampons supports sont utilisés dans le cas où un renforcement mécanique serait à prévoir pour un filtre membrane.
- Le PP (Polypropylène), est le tampon le plus résistant aux attaques chimiques.

| Diamètre (mm) | Matériau | Lot | Référence  |
|---------------|----------|-----|------------|
| 25            | CEL      | 100 | SKC22528   |
| 37            | CEL      | 100 | SKC22527   |
| 47            | CEL      | 100 | SKC2252903 |
| 25            | PP       | 100 | SKC2252901 |
| 37            | PP       | 100 | SKC2252902 |

## Cassettes et boîtes filtres

Le choix du matériau des cassettes est vital suivant le type de prélèvements. Différents paramètres doivent être pris en considération comme le prélèvement dans les ambiances chaudes, les produits chimiques utilisés lors des manipulations au laboratoire, la température d'autoclavage.



### La configuration

| 2 pièces  | 3 pièces  | 4 pièces  |
|---|---|---|
| Permet le prélèvement en mode cassette fermée mais ne favorise pas la distribution uniforme des contaminants collectés. | Permet le prélèvement en cassette ouverte (sans couvercle). Fermée, elle favorise une répartition uniforme sur le filtre. | Cassette spécialement étudiée pour le prélèvement sur le dispositif CATHIA. |

### Les cassettes seules



#### Cassettes SAN (Styrène acrylonitrile)

| Dia. (mm) | Cassettes SAN      | Lot | Référence    |
|-----------|--------------------|-----|--------------|
| 25        | 3 pc / transparent | 100 | SKC2252259   |
| 37        | 2 pc / transparent | 50  | SKC2252050LF |
| 37        | 3 pc / transparent | 50  | SKC2253050LF |

#### Cassettes PP (Polypropylène)

| Dia. (mm) | Cassettes PP                                | Lot | Référence  |
|-----------|---|-----|------------|
| 25        | 3 pc / blanc opaque                         | 50  | SKC2258585 |
| 25        | 3 pc / base bombée / charge carbones / noir | 50  | SKC225323  |
| 37        | 3 pc / blanc opaque                         | 50  | SKC22545A  |
| 37        | 3 pc / charges carbone / noir               | 50  | SKC225309  |

### Les boîtes-filtres

Toutes les boîtes filtres (cassette + filtre) sont garanties SureSeal leak-free (sans fuite) par le fabricant SKC et requièrent une spatule (réf : SKC 225 13 5A) pour extraire le filtre de la cassette. Pour plus de détails, se référer au chapitre « Outillage ». p.26

#### Les boîtes filtres assemblées en usine garantissent :

- Une étanchéité parfaite de la cassette.
- Une absence de contamination du filtre.
- Une réelle traçabilité garantie par le certificat de conformité constructeur (numéro de lot).
- Un gain de temps indéniable dans la préparation du prélèvement

#### Cassettes SAN (Styrène acrylonitrile)

| Dia. (mm) | Cassettes SAN      | Type filtre, porosité                                     | Lot | Référence  |
|-----------|--------------------|---|-----|------------|
| 37        | 2 pc / transparent | MCE, 0.8 µm<br>Nano Neat Cr™                              | 50  | SKC2258408 |
| 37        | 4 pc / transparent | MCE, 0.45 µm<br>Spécial C.A.Th.I.A.<br><b>NF X 43-050</b> | 50  | SKC2251925 |
| 37        | 3 pc / transparent | PTFE, 1 µm avec<br>support PTFE<br>laminé à 60 µm         | 50  | SKC2251715 |
| 37        | 3 pc / transparent | FG, 1 µm  | 50  | SKC2251715 |


#### Cassettes PP (Polypropylène)

| Dia. (mm) | Cassettes PP                                   | Type filtre, porosité              | Lot | Référence  |
|-----------|--|------------------------------------|-----|------------|
| 25        | 3 pc / base bombée / charge<br>carbones / noir | MCE, quadrillé noir,<br>0.8 µm     | 50  | SKC225326  |
| 37        | 3 pc / charges carbone / noir                  | MCE, 0.45 µm<br><b>NF X 43-050</b> | 50  | SKC2251924 |
| 37        | 2 pc + anneau / charges<br>carbone / noir      | PTFE, 2 µm support<br>PTFE         | 50  | SKC2251713 |



## Accessoires pour cassettes et filtres

### Amiante



#### Les boîtes filtres assemblées en usine garantissent :

- Les Cassettes sont conformes à la norme AFNOR XP X43-269 (prélèvement individuel + MOCP).
- Fabriquées en PP noir avec charges de carbone (18 % en masse) assurant la conductivité de la cassette, évitant les dépôts internes par électrostatisme.
- Les filtres quadrillés pour un comptage optique optimal. Idéal pour MOCP.
- Col long pour protéger du contact éventuel d'un vêtement (démultiplication des fibres).
- Variation maximale de diamètre inférieur +/- 5 mm<sup>2</sup>.

| Dia. (mm) | Analyse | Cassette PP                                 | Type filtre, porosité                              | Lot | Référence            |
|-----------|---------|---|--|-----|----------------------|
| 25        | MOCP    | 3 pc / base bombée / charge carbones / noir | MCE, quadrillé noir, 0.8 µm<br>NF XP 43-269        | 50  | SKC225326            |
| 37        | META    | 3 pc /PP chargé carbone/noir                | MCE 0.45 µm<br>NFXP 43-269                         | 50  | SKC2251924           |
| 37        | META    | 4 pc /PP chargé carbone/noir                | MCE 0.45 µm<br>NFXP 43-269                         | 50  | OMEMPL4537<br>50CD-4 |
| 37        | META    | 4 pc / transparent                          | MCE, 0.45 µm<br>Spécial C.A.Th.I.A.<br>NF X 43-050 | 50  | SKC2251925           |

Pour prélèvement à poste fixe et analyse MET NF X 43-050 voir p33 (C.A.Th.I.A)



#### Vaporiseur d'acétone

- Pour rendre transparent vos filtres\* par l'acétone sans émission importante de solvant.
- Temps de chauffe réduit à 2 minutes pour rendre rapidement opérationnel le matériel même pour une utilisation limitée à un seul filtre.
- Volume d'injection d'acétone restreint de 0,4 mL/filtre pour minimiser l'émission de vapeur de solvant dans le laboratoire.
- Plateau chauffé pour séchage de la triacétine sous 10 minutes.
- Alimentation 220 Vac 100 W

(\*) Opération effectuée avant un comptage de fibres d'amiante au microscope

| Description                          | Lot | Référence |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Vaporiseur d'acétone (avec seringue) | 1   | JSGAS011  |

## Accessoires - Outillage

### Outils de connexion cassette / pompe



| Description   | Lot | Référence |
|---|-----|-----------|
| Passant de tuyau avec pince (1/4 pouces)                      | 10  | SKC225136 |
| Passant de tuyau avec pince et tuyau tygon 0.7 m (1/4 inches) | 1   | SKC225138 |
| Embout de liaison   | 10  | SKC225132 |



### Bandes auto-rétractables d'étanchéité


- Bandes constituées d'acétate de cellulose.
- S'appliquent sur les cassettes sans usage de produit adhésif.
- Temps de séchage à l'air ambiant : 90 minutes.
- Assurent une étanchéité et un scellement parfait.
- Possibilité d'écrire sur les bandes une fois sèches.
- Une simple incision permet de restituer la cassette parfaitement propre.

| Diamètre (mm) | Couleur | Lot  | Référence  |
|---------------|---------|------|------------|
| 25            | Jaune   | 1400 | SKC2252514 |
| 37            | Jaune   | 100  | SKC2252507 |
| 37            | Blanc   | 100  | SKC22525   |
| 37            | Bleu    | 100  | SKC2252511 |
| 37            | Rouge   | 100  | SKC2252508 |



### Petits équipements

| Description   | Lot | Référence  |
|---|-----|------------|
| Pince filtre à bouts larges en acier                      | 1   | SKC2258371 |
| Pince filtre à bouts pointus en acier                     | 1   | SKC225131  |
| Spatule d'ouverture des cassettes (pour dia. 25 et 37 mm) | 1   | SKC225135A |
| Extracteur de filtres                                     | 1   | SKC225137  |
| Kit complet (Pince 8371, spatule et extracteur)           | 1   | SKC2258372 |



### Plateau

| Description   | Lot | Référence  |
|---|-----|------------|
| Plateau du rangement de 25 cassettes de diam. 37 mm | 1   | SKC2258321 |



### Presse pneumatique Accu-Press

#### Montez vos cassettes rapidement et facilement grâce à l'Accu-Press™

- Pression réglable par l'opérateur.
- Elimine les risques de fissures et microfissures.
- Bloque complètement le filtre dans la cassette : évite le contournement de l'air.

#### Sécurité

Déclenchement de la presse lors de l'appui simultané des 2 boutons situés de part et d'autre de la presse.

| Description                                    | Lot | Référence  |
|--|-----|------------|
| Presse pour cassettes + régulateur de pression | 1   | SKC2258361 |



### Pistolet de test d'étanchéité de cassettes Aero-Chek®

Comme son nom l'indique, cet accessoire vous permet de vérifier l'étanchéité à la dépression d'une cassette après assemblage.

Le protocole : une cassette est étanche lorsque soumise à une dépression de 24"Hg, on enregistre une variation inférieure à 1"Hg sous 30 secondes (1"Hg équivaut à une erreur du volume échantillonné de 2 à 3 %).

- Permet un contrôle rapide des cassettes pour vérifier les fuites éventuelles.
- Ce pistolet est idéal pour l'utilisation en laboratoire.

| Description                   | Lot | Référence  |
|-------------------------------|-----|------------|
| Pistolet de test d'étanchéité | 1   | SKC2258531 |



### Tuyau et fixation

| Description                                | Diamètre int (pce) | Longueur (m) | Lot | Référence  |
|--|--------------------|--------------|-----|------------|
| Passant de tuyau avec pince                | -                  | -            | 10  | SKC225136  |
| Passant de tuyau avec pince et tuyau Tygon | 1/4                | 0.7          | 1   | SKC225138  |
| Tuyau Tygon                                | 1/4                | 1            | 1   | SKC225134  |
| Tuyau Tygon                                | 3/16               | 3            | 1   | SKC2251346 |
| Tuyau Tygon                                | 1/4                | 15           | 1   | SKC2251345 |
| Tuyau PTFE                                 | 1/8                | 3            | 1   | SKC231922  |
| Tuyau Silicone                             | 1/4                | 25           | 1   | ARCTUB0018 |

## Accessoires de prélèvements particuliers



### Porte Boîte Filtre pour fraction inhalable

Pour le prélèvement de la fraction inhalable d'un aérosol, le porte filtre assure le maintien d'une boîte filtre de diamètre 37 mm, 2 ou 3 sections, ouverte ou fermée. Il est en conformité avec les normes NF X 43-275 (métaux et métalloïdes), NF X 43-257 (prélèvement d'aérosol à l'aide d'une cassette «fermée», orifice 4 mm) et compatible pour le prélèvement de poussières de bois. Le débit d'échantillonnage doit être de 2 L/mn. Sa pince de fixation lui permet d'être porté par l'individu dans sa zone respiratoire. Une rotule de positionnement omnidirectionnelle et un trépied télescopique peuvent être associés pour des prélèvements à poste fixe.


| Description   | Lot | Référence      |
|---|-----|----------------|
| Porte filtre fraction inhalable avec tuyau et cassette ø 37 mm H : 130 mm, L 50mm poids : 148 g | 1   | ARC8507C       |
| Noix de fixation omnidirectionnel avec 3 doigts, à visser sur trépied                           | 1   | TECAB990030002 |
| Trépied télescopique sur 1.90 m, (replié 0.5 m) avec embout 3/8 "                               | 1   | ARC8521        |
| Baudrier en matière synthétique, taille large, 2 bretelles                                      | 1   | ARC8506SP      |



### Cyclone 10 mm pour fraction alvéolaire

Pour collecter la fraction alvéolaire de la pollution particulaire, ce porte boîte-filtre individuel comporte un cyclone "10 mm nylon". Il est compatible pour des boîtes filtres diamètre 25 ou 37 mm et doit être utilisé sous un débit de prélèvement de 1,7 L/mn selon la norme NF X 43-259 (avec tuyau et cassette).

| Description  | Lot | Référence |
|--|-----|-----------|
| Porte boîte avec cyclone, tuyau et cassette ø 37 mm H : 200 mm, L 50mm poids : 162 g | 1   | ARC8501   |



### Tête de prélèvement de poussières totales

Ce dispositif en acier inoxydable admet des boîtes filtres diamètre 37 mm pour la collection et l'évaluation de la fraction maximale collectée des particules ambiantes. Le débit de prélèvement selon la norme NFX 43-261 doit être régulé à 25 L/mn.

| Description  | Lot | Référence |
|--|-----|-----------|
| Tête de prélèvement H : 800 mm, L : 51.8 mm, poids : 148 g | 1   | ARC8500   |
| Trépied pour tête poussières totales ARC8500               | 1   | ARC8520   |
| Cassette 3 pièces Polypropylène blanche ø 37 mm            | 50  | SKC22545A |



## Tête de prélèvement pour l'amiante : C.A.Th.I.A.



### Modèle C.A.Th.I.A.

#### Capteur Alvéolaire Thoracique Inhalable d'Aérosols

Ce dispositif statique permet de prélever la pollution particulaire ambiante pour une analyse pondérale ou un comptage de fibres.


C.A.Th.I.A., mis au point par l'INRS\* peut accepter les trois sélecteurs (alvéolaire, Inhalable, thoracique) du CIP10\*\*. Les fractions collectées sont conformes aux normes EN 481, ISO 7708 et FD CEN/TR 15230. Échantillonnage des fractions d'aérosols inhalables, thoraciques et alvéolaires.

Sa parfaite efficacité de captage de la fraction choisie élimine le bruit de fond généré par les grosses particules indésirables.

Du fait du dépôt homogène des aérosols sur la section du filtre, l'analyse au laboratoire en sera plus aisée. Ce filtre est maintenu entre les deux anneaux de la cassette qui s'associent à ces couvercles pour un transport facilité.

L'opérateur pourra s'affranchir de toute manipulation de filtre lors de l'installation et de la récupération du filtre.

Dans le cadre des prélèvements de fibres d'amiante dans les locaux floqués, C.A.Th.I.A. équipée de son sélecteur thoracique est conforme à la norme NF X 43-050. Le débit requis de 7 L/min réduit ainsi la durée des prélèvements libératoires.



### Description

| Description   | Lot | Référence  |
|---|-----|------------|
| Kit de prélèvement d'amiante équipée d'une tête fraction thoracique + socle en bois de mise en place du filtre + valisette en plastique / conforme à la norme NF X 43-050 | 1   | ARC30002B  |
| Trépied télescopique 1.9 m (replié 0.5 m) embout 3/8", poids 1 kg   | 1   | ARC8521    |
| Tête pour fraction inhalable (prévoir 10 L/min) haute efficacité  | 1   | ARC30105SP |
| Tête pour fraction alvéolaire (prévoir 10 L/min)  | 1   | ARC30102   |
| Tête pour fraction thoracique (prévoir 7 L/min)   | 1   | ARC30103   |
| Grille anti fil pour tête fraction thoracique   | 1   | ARC10150   |
| Chambre amont pour étalonnage du débit  | 1   | ARC10935   |
| Joint corps   | 1   | ARC30505   |
| Joint PTFE (montage en aval de cassette)  | 1   | ARC30515T  |
| Mousse compacteur utilisée dans les têtes alvéolaires   | 100 | ARC10030   |
| Mousse sélecteur utilisée dans les têtes alvéolaires  | 100 | ARC10031   |
| Tête C.A.Th.I.A. thoracique (laiton nickelé) sans accessoire  |     | 1ARC30100  |
| Boîte filtre 4 sections (2 anneaux) avec filtre MEC 0.45 µm + tampon cellulose  | 50  | SKC2251925 |

\* INRS : Institut National de la Recherche et de la Sécurité

\*\* CIP10 : Capteur Individuel de Poussières développé par INERIS (Institut National de l'Environnement industriel et des RISque)

## Tubes de prélèvement & accessoires

La plupart des tubes SKC sont conformes avec les normes européennes EN et françaises AFNOR. Ils permettent le piégeage des gaz et des vapeurs en vue du respect des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP).

Tous les adsorbants sont d'une grande pureté chimique afin d'obtenir des analyses fiables.

Tous les adsorbants sont livrés avec un certificat donnant la granulométrie, la surface de diffusion, la porosité.

Vous trouverez ci-dessous les différentes sortes de phases stationnaires que TECORA propose pour les tubes de prélèvement.

Les adsorbants ci-dessous sont disponibles prêts à l'emploi en tubes pour le prélèvement d'air.

### Guide de sélection de l'adsorbant

| Adsorbant                | Description   | Utilisation  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Anasorb 727</b>       | Polymère à base de polystyrène                              | Grande surface spécifique. Non réactif. Hydrophobe. Pour composés ayant un point d'ébullition entre 50°C et 200°C. Pour désorption thermique ou chimique.                        |
| <b>Anasorb 747</b>       | Charbon actif en granulés                                   | Grande surface spécifique. Collecteur efficace pour les composés organiques polaires et non polaires et les vapeurs organiques. Normalement utilisé pour la désorption chimique. |
| <b>Anasorb CSC</b>       | Charbon actif de noix de coco                               | Grande surface spécifique. Pour une large gamme de composés, principalement non polaires.  |
| <b>Anasorb GCB1</b>      | Carbone graphite noir                                       | Surface spécifique moyenne (100 à 200 m <sup>2</sup> /g). Pour les composés allant d'une moyenne à une haute volatilité.   |
| <b>Anasorb GCB2</b>      | Carbone graphite noir                                       | Petite surface spécifique (10 à 13 m <sup>2</sup> /g). Pour les composés ayant une volatilité moyenne.   |
| <b>Anasorb PC</b>        | Charbon actif provenant du raffinage du pétrole             | Grande surface spécifique. Pour une large gamme de composés non polaires.  |
| <b>Charbon actif JXC</b> | Charbon actif provenant des résidus du raffinage du pétrole | Grande surface spécifique. Pour une large gamme de composés polaires et non polaires.  |
| <b>Tenax® TA</b>         | Polymère poreux   | Petite surface spécifique. Pour les composés ayant une température d'ébullition moyenne à haute. Souvent utilisé en désorption thermique.  |
| <b>Tenax® GR</b>         | Tenax / Carbone graphique composite                         | Petite surface spécifique. Pour les composés ayant une faible température d'ébullition. Souvent utilisé en désorption thermique.   |
| <b>XAD® -2</b>           | Copolymère polystyrène / divinyle benzène                   | Surface spécifique moyenne. Hydrophobe. Pour les composés aromatiques (HAP) et les pesticides. Normalement utilisé en désorption chimique.                                       |

## Légendes

- Les tubes sont composés en général de deux plages. La première, en amont, piège les polluants, la deuxième, en aval, sert à renforcer l'efficacité de captage de la première plage.
- Les tubes sont livrés avec leur référence, le sens d'écoulement du fluide et le numéro de lot. Ils ont les embouts scellés étanches et sont faciles à briser.
- Les bouchons livrés sont étanches pour prévenir toute contamination externe avant analyse.



| Séparateur |  |
|------------|--|
| <b>W</b>   | Laine de verre   |
| <b>G</b>   | Filtre de fibre de verre   |
| <b>F</b>   | Mousse   |
| <b>T</b>   | Joint torique téflon   |
| <b>S</b>   | Grille   |
| <b>N</b>   | Joint torique nylon  |
| <b>Q</b>   | Filtre de fibre de quartz  |
| <b>R</b>   | Séparateur en verre  |
| Embout     |  |
| <b>GS</b>  | Tube scellé  |
| <b>GO</b>  | Tube ouvert (isolé par bouchons montés)  |
| <b>SS</b>  | Acier inoxydable ouvert  |
| Tubes      |  |
| *          | Durée de vie limitée (DVL)   |
|            | Conservation au congélateur (DVL)  |
| §          | Sens d'utilisation spécifique  |
| †          | Performance comparable à Hydrar et Hopcalite   |
| ¥          | Anasorb 727, équivalent à Chromosorb 106   |
| ‡          | Tube conditionné chimiquement avant expédition   |
| **         | Un plus (+) défini un séparateur de sections. Ainsi que 100 + 50 signifie que le tube en question possède une première plage de 100 mg et une deuxième plage de 50 mg (garde) d'adsorbant. |

## Tubes pour une utilisation facile et pratique

| Adsorbant              | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|-----------|
| Anasorb CSC            | 6 x 70      | 100 + 50          | GS (A)            | FFW         | 50  | SKC22601  |
| Anasorb CSC            | 8 x 110     | 400 + 200         | GS (B)            | FWW         | 50  | SKC22609  |
| Anasorb CSC            | 10 x 110    | 800 + 200         | GS (C)            | FWW         | 50  | SKC22616  |
| Gel de Silice          | 6 x 70      | 150 + 75          | GS (A)            | FFW         | 50  | SKC22610  |
| Gel de Silice          | 8 x 110     | 520 + 260         | GS (B)            | FWW         | 50  | SKC22615  |
| Gel de Silice          | 10 x 110    | 1040 + 260        | GS (C)            | FWW         | 50  | SKC22622  |
| Tenax                  | 6 x 70      | 30 + 15           | GS (A)            | FWW         | 50  | SKC22635  |
| Tenax                  | 8 x 75      |                   | GO (V)            | FFGT        | 10  | SKC22656* |
| Filtre fibre de verre  | Dia. 13     | 140 + 70          |                   |             |     |           |
| XAD® -2                | 8 x 75      | 270 + 140         | GO (V)            | FFOT        | 10  | SKC22658* |
| Filtre fibre de quartz | Dia. 13     |                   |                   |             |     |           |

### Spécial Mercure

| Substance à prélever | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence  |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| Anasorb C300         | 6 x 70      | 200               | GS (A)            | WW          | 50  | SKC226171A |
| Anasorb C300         | 8 x 110     | 500               | GS (B)            | WW          | 50  | SKC226173A |

Nos tubes Mercure sont référencés dans la méthode Metropol 079 et conformes à l'AFNOR NF 17733 : 2004 (X43-205)

### Spécial Aldéhydes

| Substance à prélever      | Adsorbant     | Solution d'imprégnation          | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|-----------|
| Aldéhydes (Formaldéhydes) | Gel de silice | 2,4-Dinitrophényl hydrazine      | 6 x 110     | 150 + 75          | GS (B)            | WW          | 20  | SKC226119 |
| Aldéhydes                 | XAD® -2       | 2-hydroxyméthyl pipéridine (HMP) | 8 x 110     | 450 + 225         | GS (B)            | WWW         | 20  | SKC22627  |
|                           |               |                                  | 6 x 110     | 150 + 75          | GS (B)            | WWW         | 20  | SKC226117 |

La référence SKC226119 est confirmée à la Metropol 001 et à l'AFNOR NF 16000-4

## Tubes pour une utilisation spécifique



### Charbon actif

| Adsorbant               | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot       | Référence |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| Anasorb 747             | 6 x 70      | 140 + 70          | GS (A)            | FWW         | 20        | SKC22681A |
| Anasorb 747             | 8 x 110     | 200               | GS (D)            | FW          | 20 paires | SKC22682  |
|                         | 8 x 110     | 400               | GS (-)            | FW          |           |           |
| Anasorb 747             | 8 x 110     | 400 + 200         | GS (B)            | FWW         | 50        | SKC22683  |
| Anasorb 747<br>Tenax TA | 16 x 125    | 5200 + 1200       | GO (-)            | WW          | 1         | SKC226171 |

### Gel de silice

| Adsorbant             | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence        |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------------|
| Gel de Silice         | 8 x 75      | 520 + 260         | GO (V)            | FFGT        | 10  | SKC22699 * (OVS) |
| Filtre fibre de verre | Dia. 13     |                   |                   |             |     |                  |
| Gel de Silice         | 7 x 110     | 150 + 150         | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC22648         |
| Gel de Silice         | 8 x 110     | 300 + 150         | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC2261004       |

### Polymère poreux

| Adsorbant             | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence          |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|--------------------|
| Chromosorb 102        | 60 x 70     | 66 + 33           | GS (A)            | WWW         | 50  | SKC22649102        |
| Chromosorb 106        | 10 x 150    | 600 + 300         | GS (C)            | WWW         | 10  | SKC226111A         |
| Tenax                 | 8 x 110     | 100 + 50          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC2263503         |
| XAD-2                 | 8 x 110     | 100 + 50          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC2263004         |
| XAD-2                 | 8 x 110     | 150 + 75          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC2263005         |
| XAD-2                 | 8 x 110     | 400 + 200         | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC2263006         |
| XAD-2                 | 8 x 75      | 270 + 140         | GO (V)            | FFGT        | 10  | SKC2263016 * (OVS) |
| Filtre fibre de verre | Dia. 13     |                   |                   |             |     |                    |
| XAD-7                 | 6 x 110     | 100 + 50          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC22695           |
| XAD-7                 | 8 x 75      | 200 + 100         | GO (V)            | FFGT        | 10  | SKC22657 * (OVS)   |
| Filtre fibre de verre | Dia. 13     |                   |                   |             |     |                    |
| Poropak-P             | 6 x 110     | 100 + 50          | GS (B)            | FWW         | 50  | SKC226114          |
| Poropak-Q             | 6 x 110     | 150 + 75          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC226115          |

### Divers

| Adsorbant | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence  |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| Florisil  | 8 x 110     | 400 + 200         | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC2263902 |
| Alumin    | 8 x 110     | 400 + 200         | GS (B)            | FWW         | 50  | SKC22618   |

## Tubes imprégnés : substance à prélever



Dans cette rubrique, vous trouverez un guide méthodologique pour choisir le tube qui vous convient suivant le composé que vous voulez prélever. Attention, la liste des substances à prélever pour chacun des tubes n'est pas exhaustive et ce guide méthodologique ne représente pas les normes en vigueur.

### Adsorbant traités par solutions acides ou alcalines

| Substance à prélever      | Adsorbant                        | Solution d'imprégnation | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence    |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|--------------|
| Ammoniac                  | Gel de Silice                    | Acide sulfurique        | 6 x 70      | 200 + 100         | GO (A)            | WWW         | 50  | SKC2261006 * |
| Diazométhane              | XAD® -2                          | Acide octanoïque        | 6 x 70      | 100 + 50          | GS (A)            | WWW         | 50  | SKC22623 *   |
| Ethyl-2-cyanoacrylate     | XAD® -7                          | Acide phosphorique      | 6 x 70      | 100 + 50          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC22698 *   |
| Hydrazine                 | Terre de diatomées (Gaz Chrom-R) | Acide sulfurique        | 7 x 70      | 300               | GS (B)            | WW          | 50  | SKC2264202 * |
| Iodine; dioxyde de soufre | Anasorb® 747                     | Hydroxyde de potassium  | 6 x 70      | 100 + 50          | GS (A)            | FWW         | 50  | SKC22680 *   |

### Adsorbants désactivés

| Substance à prélever                                     | Adsorbant            | Solution d'imprégnation | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence  |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| Acétate de vinyle  | Charbon JXC Drierite | Hydroquinone            | 8 > 6 x 160 | 110 + 1600 + 160  | GS (A)            | FWW         | 50  | SKC22668   |
| Butadiène<br>Styrènes<br>Acrylates<br>Dérivés vinyliques | Anasorb CSC          | t-Butylcatechol         | 6 x 70      | 100 + 50          | GS (A)            | WWW         | 50  | SKC22673 * |


### Traitement réagissant avec le composé capté

| Substance à prélever                     | Adsorbant          | Solution d'imprégnation | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence  |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| Acide acrylique                          | Gel de Silice      | p-methoxyphenol         | 8 x 150     | 1200 + 600        | GS (C)            | WWW         | 10  | SKC22670A  |
| Amines                                   | XAD® -7            | (NBD) Chlorure          | 8 x 110     | 100 + 50          | GS (B)            | WWW         | 50  | SKC22696 * |
| Anhydride Maléique                       | XAD® -2            | p-Anisidine             | 8 x 110     | 100 + 50          | GS (B)            | WWW         | 20  | SKC2263007 |
| Oxyde d'éthylène<br>Alcool propargylique | Anasorb® 747 (HBr) | Acide Hydrobromique     | 6 x 70      | 100 + 50          | GS (A)            | WWW         | 20  | SKC226178  |

### Réactions chimiques diverses

| Substance à prélever | Adsorbant     | Solution d'imprégnation | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence  |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| Acides inorganiques  | Gel de Silice | Spécialement nettoyé    | 7 x 110     | 400 + 200         | GS (B)            | WWGW        | 50  | SKC2261003 |

## Tubes pour désorption thermique



| Adsorbant      | Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence |
|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|-----------|
| Anasorb CMS    | 6.5 x 89    | 100               | SS (B)            | SWWS        | 1   | SKC226341 |
| Tenax GR       | 6.5 x 89    | 120               | GO (B)            | WWW         | 1   | SKC226345 |
| Anasorb GCB1   | 6.5 x 89    | 125               | GO(B)             | WWW         | 1   | SKC226346 |
| Anasorb CMS    | 6.5 x 89    | 80                | GO(B)             | WWW         | 1   | SKC226346 |
| Anasorb GCB2   | 6.5 x 89    | 125               | GO(B)             | WWW         | 1   | SKC226347 |
| Anasorb GCB1   | 6.5 x 89    | 120               | GO(B)             | WWW         | 1   | SKC226347 |
| Anasorb CMS    | 6.5 x 89    | 105               | GO(B)             | WWW         | 1   | SKC226347 |
| Anasorb GCB1   | 6.5 x 89    | 280               | SS (B)            | SWS         | 1   | SKC226349 |
| Anasorb CMS    | 6.5 x 89    | 165               | SS (B)            | SWS         | 1   | SKC226349 |
| Anasorb GCB1   | 6.5 x 89    | 400               | SS (B)            | SS          | 1   | SKC226356 |
| Tenax TA       | 6.5 x 89    | 250               | SS (B)            | SS          | 1   | SKC226357 |
| Chromosorb 106 | 6.5 x 89    | 350               | SS (B)            | SWWS        | 1   | SKC226358 |

## Tubes PUF pour pesticides, PCB, HAP, et dioxines



Ces tubes garnis de mousse polyuréthane, permettent le prélèvement à fort débit et donc de capter des quantités infinitésimales de polluants.

Ces tubes sont :

- Pour des mesures supérieures à 24 heures.
- Pré-nettoyés pour répondre parfaitement aux normes.
- Faciles d'utilisation.
- Appropriés au ré-emballage et à la ré-certification.
- Pour le prélèvement d'air extérieur et ambiant.
- Débit d'échantillonnage de 1 à 5 L/min.

| Substance à prélever            | Adsorbant                 | Taille (mm) | Adsorbant **            | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| Dioxines, PCB, Urée, Pesticides | PUF Polyuréthane          | 22 x100     | 76 mm                   | GO (P)            | -           | 1   | SKC22692 *  |
| Dioxines                        | PUF Filtre fibre de verre | 22 x100     | 76 mm                   | GO (P)            | SGNF        | 1   | SKC226126 * |
| Pesticides                      | PUF XAD-2<br>PUF          | 22 x 100    | 3 cm<br>1500 mg<br>3 cm | GO (P)            | -           | 1   | SKC226143 * |

| Description                                | Taille (mm) | Lot | Référence |
|--|-------------|-----|-----------|
| Mousse PUF pour remplacement dans SKC22692 | 76          | 20  | SKCP22692 |

## Tubes déshydratants pour la protection des pompes

| Taille (mm) | Adsorbant (mg) ** | Embout (Capuchon) | Séparateurs | Lot | Référence  |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|
| 10 x 160    | 9000              | GS (-)            | WW          | 50  | SKC2264402 |
| 6 x 70      | 250               | GS (-)            | WW          | 50  | SKC22644   |

## Tubes avec adsorbants dopés

TECORA met en place un nouveau système pour vérifier la qualité et le rendement de vos désorptions. Les tubes de base sont identiques à vos tubes de références et sont chargés avec une quantité connue de votre ou de vos polluants habituels. Suivant la quantité récupérée, de votre solvant de désorption et de votre mode opératoire, vous en déduisez votre rendement de désorption  $K_T$ .



Dans une démarche de qualité supérieure, le coffret livré contient :

- Un certificat d'analyse du lot.
- La date de péremption.
- 9 tubes dopés et un blanc pour l'analyse en laboratoire.

Ces tubes sont réalisés à façon, vous choisissez :

- Le nombre de composés (dopants) pour votre utilisation (max 3).
- Le ou les composés parmi la liste ci-dessous (non exhaustif) :  
Acétone, Benzène, Butan-2-ol, Acétate de butyle, Chloroforme, (m,o,p)-Xylène, Tétrachlorure de carbone, 1, 2-Dichloroethane, Acétate d'éthyle, Ethyl benzène, Heptane, Isopropanol, Butan-2-one, Méthyl isobutyl cétone, Chlorure de Méthylène, Perchloroéthylène, Toluène, 1,2,2-Trichloroethane, Trichloroéthylène, Hexane...
- La concentration des dopants (en  $\mu\text{g}$ ).

## Accessoires pour tubes

Branchement simultané de 1 à 4 tubes en parallèle à différents débits Ajustement du débit de 5 à 500  $\text{cm}^3/\text{min}$  (CPC + régulateur de débit) Protection des tubes en verre (références SKC 222 ...)



SKC 2242604



SKC 2242603



SKC 2242602

SKC 2242601

### Contrôleur à pression constante<sup>1</sup> C.P.C.

| Description                             | Référence     |
|---|---------------|
| CPC pour Modèles Airchek 3000 et 224-52 | SKC22426CPC   |
| CPC pour Modèle Pocket Pump             | SKC22426CPC10 |


Le CPC ou contrôleur à pression constante ne fonctionne qu'avec un régulateur de débit pour un débit compris entre 5 et 500  $\text{cm}^3/\text{mn}$

### Support de tubes + vanne pointeau pour réglage de débit

| Description        | Référence  |
|--------------------|------------|
| Monovoie           | SKC2242601 |
| Deux fois une voie | SKC2242602 |
| Trois voies        | SKC2242603 |
| Quatre voies       | SKC2242604 |

## Accessoires pour tubes

Les tubes de prélèvement sont disponibles sous plusieurs formats. TECORA propose une large gamme de capuchons s'adaptant à ces différents tubes garantissant la protection de l'opérateur.



Format de capuchon

- A** Pour tubes 6 x 70 mm
- B** Pour tubes 8 x 110 mm
- C** Pour tubes 10 x 150 mm
- D** Pour tubes 10 x 220 mm
- V** Pour tubes PUF
- P** Pour tubes OVS
- T** 2 tubes (tube colorimétrique + tube de protection de pompes)

Protège tube

Support de tube



Porte tube avec protège tube




| Référence  | Format  | Avec support tube | Vanne de réglage | Avec protège tube | Avec pince croco | Lot |
|------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| SKC22429A  | A       | Ø                 | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22429B  | B       | Ø                 | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22429C  | C       | Ø                 | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22429D  | D       | Ø                 | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22429V  | V       | Oui               | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22429P  | P       | Oui               | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22231   | A       | Oui               | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC2223L1  | B       | Oui               | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC2223XL1 | C       | Oui               | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC2223XD1 | D       | Oui               | Ø                | Oui               | Oui              | 1   |
| SKC22428A  | A       | Ø                 | Ø                | Oui               | Ø                | 1   |
| SKC22428B  | B       | Ø                 | Ø                | Oui               | Ø                | 1   |
| SKC2242604 | A, B, C | Oui               | Pour 4 tubes     | Ø                 | Ø                | 1   |
| SKC2242603 | A, B, C | Oui               | Pour 3 tubes     | Ø                 | Ø                | 1   |
| SKC2242602 | A, B, C | Oui               | Pour 2 tubes     | Ø                 | Ø                | 1   |
| SKC2242601 | A, B, C | Oui               | Oui              | Ø                 | Ø                | 1   |



## Sacs de prélèvement

### Sacs FlexFilm transparents

Embout de raccordement + septum intégré en polypropylène



| Dimensions (cm)        | Volume (L) | Lot | Référence  |
|------------------------|------------|-----|------------|
| 17.1 x 17.7            | 1          | 10  | SKC236001  |
| 24.1 x 25.4            | 3          | 10  | SKC236002  |
| 30.4 x 31.7            | 5          | 10  | SKC236005  |
|                        | 8          | 10  | SKC236004  |
| 29.8 x 45.7            | 10         | 10  | SKC226003  |
| 44.4 x 61              | 25         | 5   | SKC236007  |
|                        | 40         | 5   | SKC236040  |
|                        | 80         | 5   | SKC236080  |
|                        | 100        | 3   | SKC236100  |
| Septum de remplacement |            | 10  | SKC23201RS |

Embout de raccordement + embout pour septum en acier inoxydable



| Dimensions (cm)        | Volume (L) | Lot | Référence |
|------------------------|------------|-----|-----------|
|                        | 0.5        | 10  | SKC23702  |
| 17.1 x 17.7            | 1          | 10  | SKC23701  |
| 24.1 x 25.4            | 3          | 10  | SKC23703  |
| 30.4 x 31.7            | 5          | 10  | SKC23705  |
| 29.8 x 45.7            | 10         | 10  | SKC23708  |
| 44.4 x 61              | 25         | 5   | SKC23725  |
|                        | 40         | 5   | SKC23740  |
|                        | 80         | 5   | SKC23780  |
|                        | 100        | 3   | SKC237100 |
| Septum de remplacement |            | 10  | SKC231904 |

## Sacs Tedlar

Les sacs Tedlar sont préconisés dans de nombreuses méthodes comme moyen pratique et précis pour le prélèvement des polluants en phase gazeuse lorsque tous les polluants en présence n'ont pu être identifiés. Ces sacs sont utilisés dans le cas où les limites de détection sont très basses pour les appareils d'analyse avec les méthodes classiques.

### Applications


- Echantillonnage SPOT : dans le cas d'odeurs suspectes.
- Prélèvement par le vide : placement du sac dans une valise reliée à une pompe : pas de contamination.
- Echantillonnage longue durée : Pour la détermination de la VLEP (VME, VLE).
- Dilution de gaz : pour obtenir une concentration définie d'un gaz étalon pour une analyse.
- Génération d'étalon : mélange et dilution d'étalons gazeux.

### Propriétés

- Parfaitement étanche.
- Perte de produit infinitésimale.
- Solide, souple, résistant.
- Réutilisable.
- Embouts de connexions larges.
- Œillets de fixation (ou de rangement) intégrés au sac.

## Sacs Tedlar transparents

Embout de raccordement + septum intégré en polypropylène, œillet métal



| Dimensions (cm)        | Volume (L) | Lot | Référence  |
|------------------------|------------|-----|------------|
|                        | 0.5        | 10  | SKC23202   |
| 17.1 x 17.7            | 1          | 10  | SKC23201   |
| 24.1 x 25.4            | 3          | 10  | SKC23203   |
| 30.4 x 31.7            | 5          | 10  | SKC23205   |
|                        | 8          | 10  | SKC232939  |
| 29.8 x 45.7            | 10         | 10  | SKC23208   |
|                        | 25         | 5   | SKC23225   |
|                        | 50         | 5   | SKC23250   |
|                        | 75         | 5   | SKC23275   |
|                        | 100        | 3   | SKC232100  |
| Septum de remplacement |            | 10  | SKC23201RS |

Embout de raccordement + embout pour le septum en acier inoxydable



| Dimensions (cm)        | Volume (L) | Lot | Référence |
|------------------------|------------|-----|-----------|
| 17.1 x 17.7            | 1          | 10  | SKC23101  |
| 24.1 x 25.4            | 3          | 10  | SKC23103  |
| 30.4 x 31.7            | 5          | 10  | SKC23105  |
| 29.8 x 45.7            | 10         | 10  | SKC23110  |
|                        | 25         | 5   | SKC23125  |
|                        | 50         | 5   | SKC23150  |
|                        | 75         | 5   | SKC23175  |
|                        | 100        | 3   | SKC231100 |
| Septum de remplacement |            | 10  | SKC231904 |

## Chambre à vide



**Pour éliminer les risques de contamination par la pompe**

Valises : Protection des sacs contre les chocs , les déchirures, et prise au vent. Cylindre : Pour des prélèvements manuels, rapides et efficaces dans un sac de 0,7 L.

| Description  | Lot | Référence |
|--|-----|-----------|
| Valise étanche - volume max : 8 L sans pompe<br>Dimension : 483 x 256 x 197 mm | 1   | SKC231939 |
| Valise étanche - volume max 1 L sans pompe<br>Dimension : 305 x 229 x 127 mm   | 1   | SKC231940 |
| Valise étanche - volume max : 10 L sans pompe                                  | 1   | SKC231944 |
| Valise étanche - volume max 25 L sans pompe                                    | 1   | SKC231946 |

## Cylindre avec piston manuel



| Description  | Lot | Référence |
|--|-----|-----------|
| Cylindre avec piston manuel en acrylique<br>pour sac 0.7 L | 1   | SKC231945 |

## Barboteurs et impingers

Les barboteurs et impingers sont disponibles en deux matériaux : en verre borosilicatés Pyrex de qualité laboratoire pour les solutions acides et aqueuses et en Téflon pour tous types de solvants. Ils constituent la solution pour les méthodes NIOSH, OSHA et AFNOR utilisant ce type de matériel pour le piégeage des vapeurs et des gaz dans une solution. Disponibles en verrerie rodée ou micro-connecteurs filetés en téflon, aucune fuite de polluant n'est désormais possible. Après manipulation, les barboteurs peuvent être bouchés pour le transport en vue d'analyse différée au laboratoire. Des accessoires sont disponibles pour s'assurer de fixation sans risques pour les pompes ou l'opérateur.

### Barboteurs

En verre Pyrex®, qualité laboratoire et leurs accessoires



| Description  | Volume (mL) | Lot | Référence  |
|--|-------------|-----|------------|
| <b>Barboteurs</b>  |             |     |            |
| Barboteur standard - graduation 5 mL - embout standard                     | 25          | 1   | SKC225361  |
| Barboteur standard - graduation 5 mL - embout fritté                       | 25          | 1   | SKC225362  |
| Barboteur avec siphon - graduation 5 mL - embout standard                  | 25          | 1   | SKC225364  |
| Barboteur avec siphon - graduation 5 mL - embout fritté                    | 25          | 1   | SKC225365  |
| <b>Accessoires</b>   |             |     |            |
| Petit impinger pour piéger les COV, à utiliser avec ou sans adsorbant      |             | 1   | SKC22522   |
| Adsorbant pour piégeage vapeurs organiques et inorganiques - vrac - 200 g  |             | 1   | SKC2252202 |
| Cartouche plastique rempli d'adsorbants pour protection des pompes         |             | 3   | SKC2252201 |
| Etui de protection pour les barboteurs ou impingers avec pince de fixation |             | 1   | SKC22520   |
| <b>Portes barboteurs, fixables aux pompes</b>                              |             |     |            |
| Porte barboteur simple à fixer sur les pompes                              |             | 1   | SKC2252001 |
| Porte barboteur double à fixer sur les pompes                              |             | 1   | SKC2252002 |

### En PTFE



| Description  | Volume (mL) | Lot | Référence      |
|--|-------------|-----|----------------|
| <b>Barboteurs</b>  |             |     |                |
| Impinger avec 2 embouts 1/4" : 1 vertical, 1 avec siphon             | 60          | 1   | SKC2250020     |
| Impinger avec 2 embouts 1/4" verticaux                               | 60          | 1   | SKC2250021     |
| <b>Liaisons</b>  |             |     |                |
| Tuyau en PTFE 180° et raccords pour SKC2250020                       |             | 1   | SKC2250022     |
| Tuyau en PTFE 90° et raccords pour SKC2250021                        |             | 1   | SKC2250023     |
| <b>Accessoires</b>   |             |     |                |
| Etui pour impinger ou barboteur avec pince de fixation sur opérateur |             | 1   | SKC22520       |
| Trépied télescopique 1.9 m (replié 0.5 m) embout 3/8" poids 1 kg     |             | 1   | ARC8521        |
| Noix de fixation omnidirectionnelle 3 doigts                         |             | 1   | TECAB990030002 |

## Détecteur de poussières en mg/m<sup>3</sup>

Le détecteur optique de poussières SPLIT2 mesure instantanément la concentration en mg/m<sup>3</sup> de poussières. En prélèvement passif, SPLIT mesure la fraction alvéolaire et enregistre les évolutions de l'exposition.

En prélèvement dynamique, (avec pompe et sélecteur IOM en tête), possibilité de mesurer, enregistrer et prélever la fraction inhalable conventionnelle.

De même, le SPLIT2 mesure, enregistre et prélève la fraction thoracique ou alvéolaire selon la mousse de sélection installée dans le support IOM.

Les rapports expositions sont résumés sur PC en deux écrans. Les valeurs de la courbe d'exposition sont visibles sur graphes et compatibles Windows Excel.



### Avantages

- Prix démocratique.
- Grande dynamique de mesure : 0 à 100 mg/m<sup>3</sup> pour particules de 0 à 100 µm.
- Précision +/-10 % (selon méthode NIOSH 0600).
- Port individuel possible sur baudrier.
- Prélèvement passif (ou bien dynamique si pompe reliée).
- Fractions collectées inhalable ou alvéolaire (si prélèvement dynamique par pompe) en accord avec les courbes des fractions ISO/ CEN481 et le guide EN 13205.
- SPLIT 2 mesure en temps réel, enregistre et éventuellement prélève une fraction inhalable ou thoracique (avec mousse IOM) ou alvéolaire (avec mousse IOM).
- Affichage : concentration instantanée.
- Mémorisation : concentration instantanée, moyenne, mini, maxi.
- Résolution : 1 s, 1 min, 10 min.

### Description

| Description                                   | Référence               |
|---|-------------------------|
| Analyseur SPLIT2 avec chargeur                | SKC779300K              |
| Kit de nettoyage optique pour SPLIT2          | SKC770305               |
| Baudrier pour port individuel                 | ARC8506SP               |
| Accessoires pour fonctionnement en dynamique  |                         |
| Kit pompe + chargeur                          | SKC2103311 + SKC223240A |
| Support filtre IOM inhalable + cassette 25 mm | SKC22570A               |
| Cassette plastique 25 mm IOM                  | SKC22571A               |
| Chambre amnt pour étalonnage de débit         | SKC39001                |





## Détecteur de gaz

### Cub - Personal PID Gas Monitor

Le Cub est un détecteur personnel à photoionisation (PID) de gaz pour la détection rapide et précise des Composés Organiques Volatils (COV). Avec une sensibilité allant jusqu'au ppb, le Cub vous alerte dès que l'exposition aux gaz toxiques devient dangereuse.

#### Caractéristiques générales :

- Sensibilité allant de 1 ppb à 5 000 ppm
- Résistant à l'humidité
- Design anticontamination pour les longues opérations sur le terrain.
- Mesure 480 composés sélectionnables (lampe de 10.6 eV)
- Alarme visuelle, auditive et vibrante
- Large écran LCD pour une meilleure lecture des données
- Grande autonomie de batterie (16 heures)

#### Caractéristiques techniques :

- Gamme de détection : 0.1 - 5 0000 ppm
- Sensibilité : 0.001 ppm
- Précision :  $\pm 5\%$
- Temps de réponse : < 13 secondes (T90)
- Autonomie de la batterie : 16 heures
- Temps de charge : 4 heures
- Communication : USB 2.0
- Alarme : LED, audio (86 dB) et vibrante
- Température d'utilisation : -20°C à 55 °C
- Résolution : 0.01 ppm
- Indice IP : IP65
- ATEX et IECEx
- Poids : 111 grammes
- Dimensions : 61 x 66 x 33 mm



#### Applications :

- Hygiène industrielle
- Usine chimique ou pétrochimique
- Gaz et huiles
- Domaine pharmaceutique
- Environnement

...

| Description                | Lot | Référence |
|----------------------------|-----|-----------|
| Analyseur personnel de COV | 1   | IONCUB    |

## PhoCheck® Tiger

Détecteur multi gaz portable, le PhoCheck Tiger permet une détection rapide et précise des Composés Organiques Volatils (COV).

### Caractéristiques générales :

- Technologie breveté (Fence Electrode)
- Réponse rapide (2 secondes)
- Détecteur miniPID, electrode et lampes interchangeables facilement
- Utilisation facile
- Aucune procédure complexe pour le transfert sur un PC
- Design robuste avec une protection en caoutchouc modulable
- Alarme lumineuse, audio (95 dBA) et vibrante

### Caractéristiques techniques :

- Gamme de détection : 1 ppb à 20 000 ppm
- Précision :  $\pm 5\%$
- Autonomie de batterie : 24 heures
- Temps de recharge : 6.5 heures
- Lampe : 10.6 eV (standard), 11.7 eV (disponible)
- Communication : USB 1.1
- Température d'utilisation : -20 °C à 60 °C
- Indice IP : IP65
- Dimensions : 340 x 90 x 60 mm
- Poids : 0.72 kg

### Applications :

- Hygiène industrielle
- Usine chimique ou pétrochimique
- Gaz et huiles
- Domaine pharmaceutique
- Environnement



| Description               | Lot | Référence       |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Analyseur portable de COV | 1   | IONPTESLBME0000 |

## Mesures physiques

### Dosimètre de vibration - vibrations transmises au corps entier



La gamme EVEC permet très facilement d'accéder à la dose vibratoire reçue par un conducteur d'engin au cours de la journée de travail (valeur normalisée A(8)), conformément à **la directive européenne 2002 /44 / CE** transposée en droit français par le décret no 2005-746 du 4 juillet 2005.

Le capteur EVEC concerne les conducteurs assis au poste de travail. En ajoutant le capteur EVEC Floor, vous accédez immédiatement au facteur S.E.A.T. pour connaître l'efficacité du siège de l'engin (amortissement des vibrations ou amplification).

Pour les opérateurs debout, l'utilisation en complément du détecteur de présence EVEC Detect vous permet d'accéder aux vibrations transmises par le sol.

Le logiciel EVEC Viewer vous donne en complément la visualisation de toutes les vibrations enregistrées selon les trois axes x, y, z, par le système et vous permet d'exploiter au maximum vos résultats (isolement de parties de l'enregistrement, simulation de la dose reçue en fonction de la partie considérée).

C'est l'outil facile et complet des préventeurs !

| Description                  | Lot | Référence     |
|------------------------------|-----|---------------|
| Dosimètre de vibration EVEC  | 1   | MDYP10M10S10+ |
| Capteur EVEC Floor           | 1   | MDYP12M10S10+ |
| Capteur EVEC Detect          | 1   | MDYP14M10S10+ |
| Licence logiciel EVEC Viewer | 1   | MDYL11M00S00  |

### Dosimètre de vibration - vibrations transmises aux membres supérieurs "Main-Bras"



Le capteur, boîtier destiné à être fixé sur l'outil, composé de :

- Un accéléromètre triaxial avec pondération Wh selon les trois axes,
- Un circuit électronique pour l'acquisition des signaux d'accélération et la réjection des artefacts,
- Une mémoire pour l'enregistrement des données,
- Une batterie (8 heures d'autonomie minimum),
- Un indicateur de fonctionnement (LED).

Le capteur est disponible en deux sensibilités :

- 200 G pour outils vibrants standards : perceuse, meuleuse, ponceuse...
- 5 000 G pour outils très percutants : brise-béton, burineuse, marteau-piqueur, fouloir...

| Description   | Lot | Référence     |
|---|-----|---------------|
| <b>Vib@Work 200 G pour outils vibrants standards</b><br>Valise, station d'accueil, chargeur, câble USB, collier de serrage, manuel, logiciel de calcul de dose. | 1   | MDYP20M10S10+ |
| <b>Vib@Work 5 000 G pour outils très percutants</b><br>Valise, station d'accueil, chargeur, câble USB, collier de serrage, manuel, logiciel de calcul de dose.  | 1   | MDYP21M10S10+ |
| <b>Logiciel d'analyse</b>   | 1   | MDYL22M00S00  |
| <b>Câble de liaison entre capteur et station d'accueil / PC</b>   | 1   | MDYP26E01M01  |

## Dosimètre de bruit individuel ATEX



A la fois dosimètre et sonomètre, ces appareils permettent une variété d'évaluations sonores et peuvent être préconfigurés pour se conformer aux exigences de normes ou directives spécifiques. (directive de bruit 2003/10/CE\*). Le NoisePro DLX est un modèle enregistreur avec une résolution d'enregistrement possible sous une seconde avec une fonction « navette » pour importer les données de plusieurs autres instruments NoisePro en vue de transfert sur PC. Le The EDGE est le mini dosimètre implanté sur l'épaule pour éviter les réverbérations sonores.

| Description  | Lot | Référence    |
|--|-----|--------------|
| Kit 1 dosimètre EDGE 5 avec microphone en valisette  | 1   | QUEEDG5+     |
| Kit 1 dosimètre EDGE 5 avec microphone + station de recharge + câble USB en valise                     | 1   | QUEEDG5-D+   |
| Kit 1 dosimètre EDGE 5 avec microphone + station de recharge + câble USB + QC-10 calibrateur en valise | 1   | QUEEDG5-D-10 |

\*Niveau d'exposition quotidienne en dB(A) et pression acoustique de crêtes en dB(C) même si ces dernières seront exprimées en Pa.

## Sonomètre



La série de sonomètres SE-400 a été conçue pour mesurer avec précision le niveau de bruit dans tout type d'environnement. C'est instruments, simple à utiliser, calculent la pression sonore moyenne (Leq/Lavg), enregistrent le maximum, le minimum et la valeur du pic de son, et permettent à toutes ces données d'être téléchargées sur PC pour une analyse plus approfondie. Ils représentent la solution idéale pour la mesure et la gestion de l'exposition au bruit sur les lieux de travail.

| Description  | Lot | Référence    |
|--|-----|--------------|
| Sonomètre classe 2 - " Sound examiner"   | 1   | QUESE402     |
| Kit 1 dosimètre EDGE 5 avec microphone + station de recharge + câble USB en valise                     | 1   | QUEEDG5-D+   |
| Kit 1 dosimètre EDGE 5 avec microphone + station de recharge + câble USB + QC-10 calibrateur en valise | 1   | QUEEDG5-D-10 |

## Station de contrôle d'ambiance thermique ATEX



**QT32** pour des mesures avec visualisation instantanée des valeurs de capteurs et expression des contraintes WBGT.

**QT34** pour pouvoir en plus, enregistrer en continue les valeurs de mesures et établir des rapports de mesure (sur imprimante ou avec logiciel en français QSPRO).

**QT36** pour exprimer en temps réel les périodes pause/travail et pouvoir connecter une sonde de vitesse d'air et exprimer sur le rapport les indices de confort thermique PMV et PPD.

| Description  | Lot                         | Référence        |
|--|-----------------------------|------------------|
| Kit :<br>Electronique, piles, 3 mèches, chapeau avec capteurs, simulateur de température, flacon vide, certificat d'étalonnage, câble RS232, valisette | Pour QT32, Globe noir 50 mm | 1 QUEQT32+       |
|  | Pour QT34, Globe noir 50 mm | 1 QUEQT34+       |
|  | Pour QT36, globe noir 50 mm | 1 QUEQT36+       |
|  | Pour globe noir 150 mm      | 1 Nous consulter |
| Chapeau avec sondes de mesure dont globe de 50 mm  | 1                           | QUE56795         |
| Chapeau avec sondes de mesure dont globe de 150 mm   | 1                           | QUE56780         |
| Sonde de vitesse d'air, chargeur 220 V, piles rechargeables (pour QT36)  | 1                           | QUEAP220+        |
| Câble de liaison 7.5 m électronique / chapeau à capteur  | 1                           | QUE53925         |
| Câble de liaison 30 m électronique / chapeau à capteur   | 1                           | QUE59026         |
| Trépied pour électronique ou chapeau de capteurs   | 1                           | QUE59045         |
| Doigt de gant en coton   | 3                           | QUE56679         |

## Analyseur de la qualité de l'air intérieure

L'EVM, un moniteur de surveillance de la qualité de l'air qui combine plusieurs instruments en un seul.

Avec la possibilité de mesurer simultanément la température, l'humidité relative, la teneur en gaz toxiques (un gaz au choix parmi 10), en dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), en composés organiques volatils (COV, en option), en particules (en option) et la vitesse de l'air (en option), l'EVM est la boîte à outil du préventeur en qualité de l'air pour un coût raisonnable et réduit le besoin en instruments multiples.

Grâce à la technologie des cellules Smart Sensors, l'EVM peut reconnaître instantanément le type de cellule installée, les niveaux d'étalonnage et les dates de remplacement correspondants.

Les enregistrements stockés dans la mémoire interne de l'appareil peuvent ensuite être téléchargés dans le logiciel QuestSuite Professional II pour l'analyse et la visualisation des résultats.

### II mesure

- la teneur en CO<sub>2</sub> entre 0 et 20 000 ppm
- la température ambiante entre -10°C et 60°C
- l'humidité relative entre 0 et 100%

### Caractéristiques

- Mesurage en temps réel (toutes les secondes)
- Enregistrement sur une plage de 1 s à 1 h
- Affichage graphique des tendances sur une plage de 1 min à 24 h
- Poids 1,3 kg
- Plastique résistant ABS
- Fixation sur trépied type appareil photo
- Batterie Lithium-ion d'autonomie 8 h rechargeable sur secteur
- Livré avec valise de transport, câble USB, adaptateur secteur, manuel et certificat d'étalonnage



### Les options (Une option n'en exclut pas une autre)

#### Mesure d'un gaz toxique au choix :

CO (0 - 1 000 ppm), HCN (0 - 50 ppm), NO<sub>2</sub> (0 - 50 ppm), SO<sub>2</sub> (0 - 50 ppm), Cl<sub>2</sub> (0 - 20 ppm), H<sub>2</sub>S (0 - 500 ppm), O<sub>2</sub> (0 - 30%), EtO (0 - 20 ppm), NO (0 - 100 ppm), O<sub>3</sub> (0 - 1 ppm)

#### Mesure de COV totaux par PID sur deux gammes au choix

Entre 0 et 2 000 ppm (PID - ppm) exprimé en ppm ou mg/m<sup>3</sup>

Entre 0 et 50 000 ppb (PID - ppb) exprimé en ppb ou µg/m<sup>3</sup>

#### Mesure de la vélocité de l'air

Cette mesure est effectuée sur la gamme de 0-20 m/s

#### Lecture directe de la concentration en particules :

Le modèle EVM-7 de la gamme EVM permet la sélection rapide des réglages de particules PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>4</sub>, PM<sub>10</sub> ou TSP, sans démontage. La pompe de prélèvement intégrée assure la collecte des particules (débit fixe 1,67 L/min). La mesure est donnée en temps réel par diffusion de la lumière. Une cassette gravimétrique de 37 mm est utilisée pour l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire.

| Description   | Lot | Référence      |
|---|-----|----------------|
| <b>EVM-4</b>  |     |                |
| Analyseur de la qualité de l'air intérieure (température, humidité relative, CO <sub>2</sub> ), cellule CO <sub>2</sub> de rechange | 1   | QUEEVM-4       |
| <b>EVM-7</b>  |     |                |
| Analyseur de la qualité de l'air intérieur (idem EVM-4 + particules)  | 1   | QUEEVM-7       |
| <b>Cellule Smart Sensor gaz toxique</b>   | 1   | Nous contacter |
| <b>Vélocité de l'air</b>  | 1   | QUEAP10220     |
| <b>Mesure de COV totaux</b>   |     |                |
| Kit PID - ppm   | 1   | QUEPIDPPM      |
| Kit PID - ppb   | 1   | QUEPIDPPB      |





COMBUSTION / ÉMISSION DEPARTMENT



INDUSTRIAL CONTROL DEPARTMENT



HYGIENE HEALTH AND ENVIRONMENT DEPARTMENT



SERVICE AND LOGISTIC DEPARTMENT